

Nitto

Innovation for Customers

薄型フィルムドレッシング(ハンディロールタイプ)

優肌 パーミロール[®] Lite

薄さ、肌感覚。

フィルムの薄さは

優肌 パーミロール[®]の約1/4



肌へのフィット感を向上させました

株式会社ニトムズ

肌へのフィット感を向上させました

極薄フィルム

【優肌】パーミロール®比約1/4の極薄フィルムを採用。より小さい力でフィルムが伸びる事により、屈曲部にもしなやかにフィットし、貼付時のストレスを和らげます。また、衣服との引っかかりによるはがれも軽減します。



優肌®ゲル粘着剤

優肌®ゲル粘着剤の使用により、貼付・剥離による物理的な刺激を抑えます。軟らかく皮膚の凹凸になじむので、貼り替え時も角質層を傷つけず優しく剥離することができます。



自社従来品の粘着剤

角質が損傷した皮膚



優肌®ゲル粘着剤


角質がほとんどはがれません




●イメージ図

使用手順

L34R10/L34R15の場合



L34R05の場合



はがしかたのコツ



ラインナップ



品番	サイズ	入数	JANコード
L34R05	5cm×12m	1巻	4976006713298
L34R10	10cm×12m	1巻	4976006713304
L34R15	15cm×12m	1巻	4976006713311

使用例

- ドレッシング類で被覆した部位の防水
- ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水
- 各種チューブ・ドレイン等の固定

●パーミロール、PERME-ROLLは日東電工(株)の登録商標です。

◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Nitto 株式会社ニトムズ

※ニトムズは、日東電工株式会社(Nitto)のグループ企業です。

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階
 東京営業所 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階
 大阪営業所 〒541-0042 大阪市中央区今橋 3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト15階
 仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-1-23 仙台KBビル
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-6 第三博多倍成ビル
 豊橋事業所 〒441-3104 豊橋市雲谷町字ハシツメ11-6
 松山事業所 〒799-2425 愛媛県松山市中西外 1057-1

●ニトムズのホームページ <https://www.nitoms.com/>



●お問い合わせは

株式会社ニトムズ
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

●使用上のご注意

詳細については添付文書をご参照ください。

●このカタログの内容は 2021年3月現在のものです。