

# Medical Products

# 角質を保護する、 肌に優しいサージカルテープ。

貼り替え時の刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑える『優肌絆™ シリーズ』。  
剥がす痛みも和らぎ、患者様によりこばれています。



ゆう き ばん  
**優肌絆™**

(YU-KI)


角質剥離の少ないゲル粘着剤を用いることにより、固定力をそこなうことなく、剥がすときの痛みや肌への負担を抑えた低刺激性のサージカルテープです。

## 優肌™ YU-KI

## 健常皮膚にも優しい 優肌™ ゲル粘着剤

一般的な粘着剤


角質が損傷した皮膚



※イメージ図

優肌™ ゲル粘着剤

角質がほとんど剥がれません



剥離時の刺激が少なく


角質層を守る、優肌™ ゲル粘着剤。

優肌™ ゲル粘着剤は、貼付・剥離による物理的な刺激(角質層の損傷)を抑えます。従来の粘着剤が貼り替え時に角質層まで剥離し、痛みやかぶれの原因となるのに対し、優肌™ ゲル粘着剤は軟らかく皮膚の凹凸になじみやすく、優しく剥離することができます。

## 操作性を向上させるEasyCut




ミシン目入り



3mm ピッチのミシン目加工により、きれいに切ることができます。ハサミを使う必要がなく作業時の手間を省きます。

# 優肌絆™ EasyCut(ペールオレンジ) YU-KI BAN EASYCUT 優肌絆™ シリーズのベストセラー。

リニューアル



## ■特長


- 優肌絆™シリーズのベストセラー。●不織布素材のソフトな風合いと通気性。
- 目立ちにくいソフトなカラーです。●環境に優しい粘着剤を使用しています。

素材：不織布

| 品番     | サイズ     | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|---------|-------|-------|
| MM3291 | 12mm×7m | 24巻   | 20箱   |
| MM3292 | 25mm×7m | 12巻   | 20箱   |
| MM3295 | 50mm×7m | 6巻    | 10箱   |

# 優肌絆™ EasyCut(ホワイト) YU-KI BAN EASYCUT 清潔感のある白色タイプ。

リニューアル



## ■特長

- 清潔感のある白色の優肌絆™。
- 環境に優しい粘着剤を使用しています。

素材：不織布

| 品番     | サイズ     | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|---------|-------|-------|
| MM3261 | 12mm×7m | 24巻   | 20箱   |
| MM3262 | 25mm×7m | 12巻   | 20箱   |
| MM3265 | 50mm×7m | 6巻    | 10箱   |

# 優肌絆™ (ブラウン) YU-KI BAN 肌に貼っても目立ちにくいカラー。

リニューアル



## ■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 通気性にすぐれています。●手で容易にカットできます。●環境に優しい粘着剤を使用しています。

素材：不織布

| 品番     | サイズ     | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|---------|-------|-------|
| MM3271 | 12mm×7m | 24巻   | 20箱   |
| MM3272 | 25mm×7m | 12巻   | 20箱   |
| MM3275 | 50mm×7m | 6巻    | 10箱   |

# 優肌絆™ GS YU-KI BAN GS 粘着力、手切れ性をアップ。



## ■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 通気性にすぐれています。●手で容易にカットできます。
- ミシン目を入れて手切れ性を向上しました。

素材：不織布

| 品番   | サイズ     | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|------|---------|-------|-------|
| 3281 | 12mm×9m | 24巻   | 20箱   |
| 3282 | 25mm×9m | 12巻   | 20箱   |
| 3285 | 50mm×9m | 6巻    | 10箱   |

# 優肌絆™ プラスチック YU-KI BAN PLASTIC カット性にすぐれた定番。



## ■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 小さな孔がたくさん開いているので通気性があります。●カット性にすぐれています。

素材：ポリオレフィンフィルム

| 品番   | サイズ     | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|------|---------|-------|-------|
| 3511 | 12mm×7m | 24巻   | 20箱   |
| 3512 | 25mm×7m | 12巻   | 20箱   |
| 3515 | 50mm×7m | 6巻    | 10箱   |

# 優肌絆™ アルファ YU-KI BAN ALPHA 重ね貼りに適しています。



## ■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 小さな孔がたくさん開いているので通気性があります。●カット性にすぐれ重ね貼りしやすくなりました。

素材：ポリオレフィン系特殊フィルム

| 品番   | サイズ     | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|------|---------|-------|-------|
| 3521 | 12mm×7m | 24巻   | 20箱   |
| 3522 | 25mm×7m | 12巻   | 20箱   |
| 3525 | 50mm×7m | 6巻    | 10箱   |



# 多彩な用途にきめ細かく対応する 粘着包帯ラインアップ。

## キノホワイト™ KINOWHITE

重ね貼りにも強い、ソフトな不織布粘着包帯。



### ■特長

- 屈曲部へもしなやかにフィットする、不織布の粘着包帯。
- 重ね貼りしても、剥がれにくい設計。
- 大きめのガーゼ固定にも便利な15cm巾までラインアップしました。
- 独自の『ウェーブ塗工™』により通気性、透湿性をアップ。
- 皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。

### ■主な用途

- ・手術部位のガーゼ固定
- ・屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
- ・シップ剤の固定
- ・チューブ・ドレーン類の固定

| 品 番   | サイズ        | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|-------|------------|-------|-------|
| B5101 | 1.25cm×10m | 4巻    | 24箱   |
| B5102 | 2.5cm×10m  | 2巻    | 48箱   |
| B5103 | 3.8cm×10m  | 2巻    | 48箱   |
| B5105 | 5cm×10m    | 1巻    | 48箱   |
| B5107 | 7.5cm×10m  | 1巻    | 48箱   |
| B5110 | 10cm×10m   | 1巻    | 24箱   |
| B5115 | 15cm×10m   | 1巻    | 24箱   |

## キノホワイト™ タイプL KINOWHITE L



### ■特長

- より経済的に長箱包装もご用意いたしました。

### ■主な用途

- ・手術部位のガーゼ固定
- ・屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
- ・シップ剤の固定
- ・チューブ・ドレーン類の固定

| 品 番    | サイズ       | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|-----------|-------|-------|
| B5102L | 2.5cm×10m | 12巻   | 12箱   |
| B5105L | 5cm×10m   | 6巻    | 12箱   |
| B5107L | 7.5cm×10m | 4巻    | 12箱   |
| B5110L | 10cm×10m  | 3巻    | 12箱   |

## キノソフト™ KINOSOFT

体の動きにフィットする伸縮布粘着包帯。



### ■特長

- 屈曲部位、関節部位への密着性にすぐれています。
- タテ方向に伸縮性があります。
- 独自の『ウェーブ塗工™』により通気性、透湿性をアップ。
- 皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。

### ■主な用途

- ・屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
- ・チューブ・ドレーン類の固定

| 品 番   | サイズ       | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|-------|-----------|-------|-------|
| B5201 | 1.25cm×5m | 4巻    | 24箱   |
| B5202 | 2.5cm×5m  | 2巻    | 48箱   |
| B5203 | 3.8cm×5m  | 2巻    | 48箱   |
| B5205 | 5cm×5m    | 1巻    | 48箱   |
| B5207 | 7.5cm×5m  | 1巻    | 48箱   |
| B5210 | 10cm×5m   | 1巻    | 24箱   |

## キノソフト™ タイプL KINOSOFT L



### ■特長

- より経済的に長箱包装もご用意いたしました。

### ■主な用途

- ・屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
- ・チューブ・ドレーン類の固定

| 品 番    | サイズ      | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|----------|-------|-------|
| B5202L | 2.5cm×5m | 12巻   | 12箱   |
| B5205L | 5cm×5m   | 6巻    | 12箱   |
| B5207L | 7.5cm×5m | 4巻    | 12箱   |
| B5210L | 10cm×5m  | 3巻    | 12箱   |



## 通気性を高める独自のウェーブ塗工™

粘着部分と非粘着部分が交互に波状パターンを形づくる、Nitto独自の粘着技術。高い通気性を確保し、むれやかぶれの要因を軽減します。



ウェーブ塗工™

## キノフィックス™

KINOFIX

撥水性・速乾性を備えた、全方向伸縮性粘着包帯。



### ■特長

- 重ね貼りしても、水や汗、唾液などで濡れても剥がれにくい設計。
- 高い撥水性をもち、べたつきがなく常にさらっと快適です。
- タテ・ヨコどちらにも伸縮する『全方向伸縮性素材』を採用。
- 独自の『ウェーブ塗工™』により通気性、透湿性をアップ。
- 皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。

### ■主な用途

- ・ 屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
- ・ チューブ・ドレーン類の固定
- ・ 水濡れしやすい患部の保護

| 品 番   | サイズ       | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|-------|-----------|-------|-------|
| B5601 | 1.25cm×5m | 4巻    | 24箱   |
| B5602 | 2.5cm×5m  | 2巻    | 48箱   |
| B5603 | 3.8cm×5m  | 2巻    | 48箱   |
| B5605 | 5cm×5m    | 1巻    | 48箱   |
| B5607 | 7.5cm×5m  | 1巻    | 48箱   |
| B5610 | 10cm×5m   | 1巻    | 24箱   |

## キノプレス™

KINOPRESS

のり残りが少なく、がっちり固定できる圧迫粘着包帯。



### ■特長

- 伸縮性ある布と適確な粘着剤により、すぐれた固定性を発揮。
- 皮膚への刺激も、のり残りも少ない粘着剤を採用。
- 独自の『ウェーブ塗工™』により通気性、透湿性をアップ。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。

※この製品には天然ゴムが含まれており、アレルギー反応を起こすことがあります。

### ■主な用途

- ・ 各種圧迫用途
- ・ チューブ・ドレーン類の固定

| 品 番   | サイズ       | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|-------|-----------|-------|-------|
| B5501 | 1.25cm×5m | 4巻    | 24箱   |
| B5502 | 2.5cm×5m  | 2巻    | 48箱   |
| B5503 | 3.8cm×5m  | 2巻    | 48箱   |
| B5505 | 5cm×5m    | 1巻    | 48箱   |
| B5507 | 7.5cm×5m  | 1巻    | 48箱   |
| B5510 | 10cm×5m   | 1巻    | 24箱   |

## キノプレス™タイプL

KINOPRESS L



### ■特長

- より経済的に長箱包装もご用意いたしました。

※この製品には天然ゴムが含まれており、アレルギー反応を起こすことがあります。

### ■主な用途

- ・ 各種圧迫用途
- ・ チューブ・ドレーン類の固定

| 品 番    | サイズ       | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|-----------|-------|-------|
| B5501L | 1.25cm×5m | 12巻   | 12箱   |
| B5502L | 2.5cm×5m  | 12巻   | 12箱   |
| B5503L | 3.8cm×5m  | 8巻    | 12箱   |
| B5505L | 5cm×5m    | 6巻    | 12箱   |
| B5507L | 7.5cm×5m  | 4巻    | 12箱   |
| B5510L | 10cm×5m   | 3巻    | 12箱   |

## キノセルフ™

KINOSELF

カブレの少ない、包帯留め不要の伸縮布自着包帯



### ■特長

- 包帯どうしが接着するので、包帯留め不要です。
- 皮膚・頭髮には接着しないので、はがす時に痛みありません。
- 屈曲部位・関節部位などにもしっかりと巻くことができます。
- 圧迫調節が自在にできます。 ●通気性にすぐれています。
- 従来の包帯に比べて、使用量が少なくて済み、経済的です。

### ■主な用途


- ・ 股関節疾患におけるスピードトラックの下肢固定(主に104)
- ・ 点滴時における注射針の固定(主に181)
- ・ ガーゼ・シップ剤などの固定(主に181)
- ・ 下肢断端部の圧迫固定(主に199)

| 品 番     | サイズ      | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|---------|----------|-------|-------|
| 104-10  | 10cm×4m  | 6巻    | 6箱    |
| 104-20  | 20cm×7m  | 4巻    | 3箱    |
| 181-02S | 2.5cm×4m | 12巻   | 16箱   |
| 181-02L | 2.5cm×4m | 24巻   | 8箱    |
| 181-05  | 5cm×4m   | 12巻   | 12箱   |
| 181-08  | 8cm×4m   | 12巻   | 8箱    |
| 199-05  | 5cm×4m   | 12巻   | 6箱    |
| 199-08  | 8cm×4m   | 12巻   | 6箱    |

# クロス貼りにより固定力をアップし 抜去リスクを軽減！



クロス  
の固定力



## 通気性を高める独自のウェーブ塗工™

粘着部分と非粘着部分が交互に波状パターンを形作る、Nitto独自の粘着技術。高い通気性を確保し、むれやかぶれの要因を軽減します。



ウェーブ塗工™

## 重ね貼りに強いしなやかな不織布

クロスしやすい柔軟性のある不織布で強く重ね貼りできます。



## 各種チューブにフィットする幅広スリット

## ハサミ不要プレカットミシン目

## ミゼアセーフ™ X / ミゼアセーフ™ X mini



### ■レギュラーサイズ特長

- クロス貼りで全方向の「引っ張られる力」に対応
- 通気性が高くむれやかぶれを軽減
- 多様なチューブに使用可能
- プレカットで作業工数を削減


### ■X mini 特長

- レギュラーサイズの特長とともに貼付面積を確保しにくい部位に使用可


| 品番     | サイズ       | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|-----------|-------|-------|
| MM0001 | 70mm×85mm | 50枚   | 20箱   |
| MM0003 | 55mm×45mm | 50枚   | 20箱   |



# 上下のテープで多様な太さのチューブ類をしっかりと固定。




ダブル  
の固定力



## 通気性を高める独自のウェーブ塗工™

粘着部分と非粘着部分が交互に波状パターンを形づくる、Nitto独自の粘着技術。高い通気性を確保し、むれやかぶれの要因を軽減します。



## 端部結合による自然な重なり

上層部と下層部二枚が重なり合い一体化します。下層部が下地となりチューブと皮膚が直接接触しません。

## チューブの滑り・ズレを防ぐ両面テープ

## 補強箇所に貼り付けできる補強テープ(2枚)

## 縦方向に対する力を逃す幅広スリット

## ミゼアセーフ™ W / ミゼアセーフ™ W mini



### ■レギュラーサイズ特長

- チューブ固定に特化した新構造
- 上下のテープで全方向の「引っ張られる力」に対応
- 通気性が高くむれやかぶれを軽減
- 多様なチューブに使用可能
- プレカットで作業工数を削減

### ■W mini 特長

- レギュラーサイズの特長とともに貼付面積を確保しにくい部位に使用可

| 品番     | サイズ       | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|-----------|-------|-------|
| MM0002 | 75mm×75mm | 50枚   | 20箱   |
| MM0004 | 50mm×50mm | 50枚   | 20箱   |



# 「優しさ」と「使いやすさ」を両立した ロールドレッシング。

[優肌] パーミロール™ Lite (ハンディロールタイプ) 肌へのフィット感を向上させたロールタイプドレッシング。



薄 さ 、 肌 感 覚 。

フィルムの薄さは  
[優肌] パーミロール™ の約 1/4  
肌へのフィット感を向上させました



## ■特長

- 水蒸気透過性にすぐれ、むれにくくなっています。
- むれによる不快感や皮膚かぶれを軽減します。
- 貼付時の違和感やストレスを軽減します。
- 衣服や寝具との引っかかりによる剥がれを防ぎます。
- 手袋をしたまま貼付が可能です。

## ■主な用途

- ・ドレッシング類で被覆した創傷部位の防水
- ・ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水

| 品 番    | サイズ      | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|----------|-------|-------|
| L34R05 | 5cm×12m  | 1巻    | 20箱   |
| L34R10 | 10cm×12m | 1巻    | 20箱   |
| L34R15 | 15cm×12m | 1巻    | 20箱   |

## [優肌] パーミロール™ (ハンディロールタイプ) PERMEROLL

操作性を向上したロールタイプドレッシング。



### ■特長

- 手袋をしたまま貼付が可能です。
- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 皮膚の角質をほとんど剥がしませんから、かぶれ・かゆみを抑えます。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部にもよくなじみます。

### ■主な用途

- ・ドレッシング類で被覆した創傷部位の防水
- ・ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水

| 品 番    | サイズ       | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|-----------|-------|-------|
| H24R05 | 5cm×10m   | 1巻    | 20箱   |
| H24R07 | 7.5cm×10m | 1巻    | 20箱   |
| H24R10 | 10cm×10m  | 1巻    | 20箱   |
| H24R15 | 15cm×10m  | 1巻    | 20箱   |

## [優肌] パーミロール™ PERMEROLL

様々な用途に使えるロールタイプドレッシング。



### ■特長

- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 皮膚の角質をほとんど剥がしませんから、かぶれ・かゆみを抑えます。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部にもよくなじみます。

### ■主な用途

- ・ドレッシング類で被覆した創傷部位の防水
- ・ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水

| 品 番   | サイズ      | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|-------|----------|-------|-------|
| 14R05 | 5cm×10m  | 1巻    | 20箱   |
| 14R10 | 10cm×10m | 1巻    | 20箱   |
| 14R15 | 15cm×10m | 1巻    | 20箱   |

## [優肌] パーミロール™ HS (ハンディショートタイプ) PERMEROLL HS

お求めしやすいショートタイプ。



### ■特長

- [優肌]パーミロール™ (ハンディロールタイプ)のショートタイプ。

### ■主な用途

- ・ドレッシング類で被覆した創傷部位の防水
- ・ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水

| 品 番    | サイズ     | 入数/個箱 | 入数/内箱 | 入数/外箱    |
|--------|---------|-------|-------|----------|
| H24S05 | 5cm×2m  | 1巻    | 12箱   | 48箱(4内箱) |
| H24S10 | 10cm×1m | 1巻    | 12箱   | 48箱(4内箱) |

## ブレスロール™ BREATHROLL

高透湿と薄いフィルムが特長のロールタイプドレッシング。



### ■特長

- 水蒸気透過性にすぐれ、むれにくくなっています。
- むれによる不快感や皮膚かぶれを軽減します。
- 貼付時の違和感やストレスを軽減します。
- 衣服や寝具との引っかかりによる剥がれを防ぎます。
- 適度なフィルム強度を保持しているので、剥離時の作業性にすぐれています。
- 手袋をしたまま貼付が可能です。

### ■主な用途

- ・ドレッシング類で被覆した創傷部位の防水
- ・ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水

| 品 番  | サイズ      | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|------|----------|-------|-------|
| BR05 | 5cm×12m  | 1巻    | 20箱   |
| BR10 | 10cm×12m | 1巻    | 20箱   |
| BR15 | 15cm×12m | 1巻    | 20箱   |




# カテーテル固定や創傷保護に「優しさ」と「安全」を。

**[優肌] パーミエイド™ ピロー** PERME-AID PILLOW ロック部による痛み、圧痕を軽減したフィルムドレッシング。

クッション材と一体化することで、カテーテルロック部による皮膚への負担を軽減させつつ、高い作業性と確実な操作性を実現しました。

## ■従来品（イメージ）

### 剥離時



剥離すると、圧痕が見られる場合があります。

## ■パーミエイド™ ピロー

### 剥離時



ロック部を浮かすことで、圧痕を最小限に抑えます。



医療機器届出番号：13B1X00203000011

## ■特長

- パーミエイド™ ピローは、クッション材と一体化しているので、カテーテルロック部による皮膚への負担を軽減します。
- 優肌粘着剤の使用によりフィルム交換時の角質剥離によるかぶれを軽減します。
- フィルム周囲に不織布テープをつけることで安定したカテーテル固定を実現します。
- バクテリア・ウイルス性があります。
- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部にもよくなじみます。
- γ線滅菌

## ■主な用途

・カテーテル固定

滅菌済

一般医療機器

| 品番   | サイズ           | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|------|---------------|-------|-------|
| 1206 | ピロータイプ6cm×7cm | 50枚   | 6箱    |



## [優肌] パーミエイド™ IV

PERME-AID IV

肌への優しさと固定力を両立させたフィルムドレッシング。



医療機器届出番号：13B1X00203000010

優肌

### ■特長

- 優肌粘着剤の使用によりフィルム交換時の角質剥離によるかぶれを軽減します。
- フィルム周囲に不織布テープをつけることで安定したカテーテル固定を実現します。
- バクテリア・ウイルス性があります。
- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部にもよくなじみます。
- γ線滅菌

### ■主な用途

- ・ カテーテル固定
- ・ 救急絆創膏

滅菌済

一般医療機器

| 品番    | サイズ              | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|-------|------------------|-------|-------|
| 1204  | スクエアタイプ4cm×5cm   | 100枚  | 5箱    |
| 1207  | スクエアタイプ6cm×7cm   | 100枚  | 6箱    |
| 1267v | Vカットタイプ6cm×7cm   | 100枚  | 6箱    |
| 1210  | オーバルタイプ10cm×12cm | 50枚   | 5箱    |

## [優肌] パーミエイド™

PERME-AID

かぶれにくく蒸れにくいフィルムドレッシング。



医療機器届出番号 13B1X00203000001

優肌

### ■特長

- 皮膚の角質をほとんど剥がさないのかぶれ・かゆみを抑えます。
- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部にもよくなじみます。
- バクテリア・ウイルス性があります。
- 防水性があります。
- 透明なので、貼付したまま適用部位の観察ができます。
- γ線滅菌



### ■主な用途

- ・ カテーテル固定
- ・ 救急絆創膏

滅菌済

一般医療機器

| 品番   | サイズ         | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|------|-------------|-------|-------|
| 1409 | 6cm×9cm     | 100枚  | 5箱    |
| 1410 | 8cm×10cm    | 50枚   | 6箱    |
| 1413 | 10cm×13.5cm | 50枚   | 6箱    |
| 1425 | 10cm×25cm   | 20枚   | 6箱    |

## 優肌パッド™

YU-KI PAD

通気性が高く、屈曲部位への密着性にもすぐれた不織布タイプ。



医療機器届出番号 13B1X00203000007

優肌

### ■特長

- 通気性にすぐれています。
- 角質剥離の少ない粘着剤を使用しています。
- 屈曲部位への密着性にすぐれています。
- パッドは高吸液性・非固着性なので、交換時に創部を傷めません。
- EOG滅菌



### ■主な用途

- ・ 傷の被覆及び保護
- ・ 身体創傷部位の支持
- ・ カテーテル固定
- ・ 救急絆創膏

滅菌済

一般医療機器

| 品番   | サイズ                    | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|------|------------------------|-------|-------|
| 1508 | 5cm×8cm(2.5cm×4cm)     | 50枚   | 20箱   |
| 1510 | 6cm×10cm(3cm×6cm)      | 50枚   | 20箱   |
| 1512 | 10cm×12.5cm(4cm×6.5cm) | 20枚   | 20箱   |
| 1516 | 10cm×16cm(5cm×10cm)    | 20枚   | 20箱   |
| 1520 | 10cm×20cm(5cm×14cm)    | 20枚   | 20箱   |
| 1525 | 10cm×25cm(5cm×19cm)    | 20枚   | 10箱   |

## [優肌] パーミパッド™

PERMEPAD

創部・健常皮膚どちらも優しく保護するフィルムタイプ。



医療機器届出番号 13B1X00203000005

優肌

### ■特長

- 角質剥離の少ない粘着剤を使用しています。
- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部にもよくなじみます。
- パッドは高吸液性・非固着性なので、交換時に創部を傷めません。
- 防水性があります。
- γ線滅菌

### ■主な用途

- ・ 傷の被覆及び保護
- ・ 身体創傷部位の支持
- ・ 救急絆創膏

滅菌済

一般医療機器


| 品番   | サイズ                    | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|------|------------------------|-------|-------|
| 1609 | 6cm×9cm(2.5cm×4cm)     | 50枚   | 8箱    |
| 1611 | 6.5cm×11cm(3cm×6cm)    | 20枚   | 10箱   |
| 1613 | 10cm×13.5cm(5cm×6.5cm) | 20枚   | 6箱    |
| 1617 | 10cm×17cm(5cm×10cm)    | 20枚   | 6箱    |
| 1621 | 10cm×21cm(5cm×14cm)    | 20枚   | 4箱    |
| 1625 | 10cm×25cm(5cm×18cm)    | 20枚   | 4箱    |

# 湿潤環境を保持し、やさしく剥がせる。

## オプティフォーム ジェントルEX

創部をまもる優しい貼り心地。様々な部位にフィットするフォーム ドレッシング。

### 構造図(5層)



#### ①高透気性フィルム

防水性がありシャワー浴可能

#### ②フォーム層

吸収性があり滲出液を保持

#### ③吸液層

滲出液を閉じ込めて漏れを抑制

#### ④ネット

滲出液を吸液層にスピーディに移行

#### ⑤シリコン層

創と周辺皮膚への二次損傷を抑え、貼付時・剥離時の不快を軽減

メドライン社資料におけるASTM D 903に則った試験方法で試験をした場合、はく離強度は25mm幅の試験片において

オプティフォーム ジェントルEX 「275gf/mm以上」



医療機器届出番号：13B1X00062AWC001

### ■特長

- フォームとシリコンによる5層構造。
- 貼付時及び剥離時の不快をシリコン粘着剤で軽減。
- しなやかに貼付部位にフィットします。
- 防水フィルムによりそのままシャワー浴が可能です。
- EOG滅菌

滅菌済

一般医療機器


販売名：オプティフォーム ドレッシング

| 品番        | サイズ                        | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|-----------|----------------------------|-------|-------|
| MSCEX33EP | 7.6cm×7.6cm(4.5cm×4.5cm)   | 10枚   | 10箱   |
| MSCEX44EP | 10.1cm×10.1cm(6.5cm×6.5cm) | 10枚   | 10箱   |
| MSCEX66EP | 15.2cm×15.2cm(11cm×11cm)   | 10枚   | 10箱   |
| MSCEX77EP | 17.8cm×17.8cm(13cm×11.8cm) | 5枚    | 8箱    |

# オブティフォーム ジェントル Lite NB

創部をまもる優しい貼り心地。様々な部位にフィットするフォーム ドレッシング。

## 構造図(2層)



### ①フォーム層

吸収性があり滲出液を保持

### ②シリコン層

創と周辺皮膚への二次損傷を抑え、貼付時・剥離時の不快を軽減

メドライン社資料におけるASTM D 903に則った試験方法で試験をした場合、はく離強度は25mm幅の試験片において

オブティフォーム ジェントル Lite NB「100gf/mm以上」



医療機器届出番号：13B1X00062AWC001

### ■特長

- シリコン微粘着により仮貼付が容易です。
- 自由にカットできるのでさまざまな部位に貼付できます。
- やわらかいクッションで傷を優しくもります。
- EOG滅菌

販売名：オブティフォーム ドレッシング

| 品番        | サイズ       | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|-----------|-----------|-------|-------|
| MSC2944NB | 10cm×10cm | 10枚   | 10箱   |
| MSC2966NB | 15cm×15cm | 10枚   | 10箱   |

滅菌済

一般医療機器



## キノエイド™ プラスチック KINO AID PLASTIC

通気性・柔軟性にすぐれたプラスチックテープ。



### ■特長

- 小さな孔がたくさん開いているので、通気性があります。
- 薄くしなやかで、適度な柔軟性があります。
- 半透明でつや消し処理を施してあるので、目立ちにくくなっています。
- 撥水性にすぐれています。
- カット性にすぐれています。

| 品 番  | サイズ     | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|------|---------|-------|-------|
| 3501 | 12mm×9m | 24巻   | 20箱   |
| 3502 | 25mm×9m | 12巻   | 20箱   |
| 3505 | 50mm×9m | 6巻    | 10箱   |

## キノエイド™ フレックス KINO AID FLEX

透湿性にすぐれたソフトな不織布テープ。



### ■特長

- 通気性にすぐれています。
- 不織布独特の風合いがあり、強度にもすぐれています。
- 手で容易にカットできます。

| 品 番  | サイズ     | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|------|---------|-------|-------|
| 3201 | 12mm×9m | 24巻   | 20箱   |
| 3202 | 25mm×9m | 12巻   | 20箱   |
| 3205 | 50mm×9m | 6巻    | 10箱   |

## キノエイド™ かみばん KINO AID KAMIBAN

使いやすく、清潔感の高い紙テープ。



### ■特長

- 皮膚接着性・チューブ固定性にすぐれています。
- 時間がたっても変質・変形しにくい。
- 皮膚からはがす時、のり残りがほとんどありません。
- 白色・無臭で清潔感の高いテープです。

| 品 番  | サイズ     | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|------|---------|-------|-------|
| 3160 | 9mm×10m | 30巻   | 40箱   |

テーピングの多様なニーズに応える、  
ラインアップ。

**JAAF** 日本陸上競技連盟  
オフィシャルテープ

## ニトリート™ キネロジEX



### ■特長

- 動きに追従する独自の粘着剤を使用しています。
- 汗や水にも粘着性を維持するため、長時間の貼付や重ね貼りが可能です。
- テープをはがす時の体毛除去や角質剥離を抑えます。
- ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性にすぐれます。

| 品 番      | サイズ        | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|----------|------------|-------|-------|
| NKEX-25  | 25mm×5m    | 12巻   | 20箱   |
| NKEX-37  | 37.5mm×5m  | 8巻    | 20箱   |
| NKEX-50  | 50mm×5m    | 6巻    | 20箱   |
| NKEX-75  | 75mm×5m    | 4巻    | 20箱   |
| NKEX-50L | 50mm×31.5m | 1巻    | 24箱   |
| NKEX-75L | 75mm×31.5m | 1巻    | 16箱   |

## ニトリート™ キネロジPRO



### ■特長

- 高い伸縮率、強いサポート感。
- 動きに追従する独自の粘着剤を使用しています。
- 汗や水にも粘着性を維持するため、長時間の貼付や重ね貼りが可能です。
- テープをはがすときの体毛除去や角質剥離を抑えます。
- ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性にすぐれます。

| 品 番       | サイズ        | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|-----------|------------|-------|-------|
| NKP-50    | 50mm×4.5m  | 4巻    | 10箱   |
| NKP-50BU  | 50mm×4.5m  | 4巻    | 10箱   |
| NKP-50G   | 50mm×4.5m  | 4巻    | 10箱   |
| NKP-100   | 100mm×4.5m | 2巻    | 10箱   |
| NKP-100BU | 100mm×4.5m | 2巻    | 10箱   |
| NKP-100G  | 100mm×4.5m | 2巻    | 10箱   |

## ニトリート™ キネシオロジーテープ(撥水タイプ)




### ■特長

- 撥水加工で水や汗に強く、重ね貼りが可能です。
- 肩、腰、ひざなどの部位に合わせてサイズが選べます。
- 皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用。
- 高い通気性の『ウェーブ塗工™』と、すぐれた撥水性を両立。

| 品 番     | サイズ        | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|---------|------------|-------|-------|
| NKH-25  | 25mm×5m    | 12巻   | 20箱   |
| NKH-37  | 37.5mm×5m  | 8巻    | 20箱   |
| NKH-50  | 50mm×5m    | 6巻    | 20箱   |
| NKH-75  | 75mm×5m    | 4巻    | 20箱   |
| NKH-50L | 50mm×31.5m | 1巻    | 24箱   |
| NKH-75L | 75mm×31.5m | 1巻    | 16箱   |

## ニトリート™ キネシオロジーテープ(スタンダードタイプ)



### ■特長

- ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性にすぐれます。
- 汎用性の高いテープです。
- 肩、腰、ひざなどの部位に合わせてサイズが選べます。
- 皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用。

| 品 番    | サイズ        | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|------------|-------|-------|
| NK-25  | 25mm×5m    | 12巻   | 20箱   |
| NK-37  | 37.5mm×5m  | 8巻    | 20箱   |
| NK-50  | 50mm×5m    | 6巻    | 20箱   |
| NK-75  | 75mm×5m    | 4巻    | 20箱   |
| NK-50L | 50mm×31.5m | 1巻    | 24箱   |
| NK-75L | 75mm×31.5m | 1巻    | 16箱   |

## ニトリート™ CBテープ / EBテープ / EBHテープ 関節安定・固定用スポーツテープ。



### ■特長

- 天然ゴムが含まれており、アレルギー反応を起こすことがあります。

| 品 名    | 品 番    | サイズ       | 入数/内箱 | 入数/外箱 |
|--------|--------|-----------|-------|-------|
| CBテープ  | CB-13  | 13mm×12m  | 24巻   | 4箱    |
|        | CB-19  | 19mm×12m  | 16巻   | 4箱    |
|        | CB-25  | 25mm×12m  | 12巻   | 4箱    |
|        | CB-38  | 38mm×12m  | 8巻    | 4箱    |
|        | CB-50  | 50mm×12m  | 6巻    | 4箱    |
| EBテープ  | EB-25  | 25mm× 4m  | 12巻   | 4箱    |
|        | EB-50  | 50mm× 4m  | 6巻    | 4箱    |
|        | EB-75  | 75mm× 4m  | 4巻    | 4箱    |
| EBHテープ | EBH-25 | 25mm×4.5m | 12巻   | 4箱    |
|        | EBH-50 | 50mm×4.5m | 6巻    | 4箱    |
|        | EBH-75 | 75mm×4.5m | 4巻    | 4箱    |


## ニトリート™ 関連商品



| 品 名       | 品 番    | サイズ            | 入数/内箱    | 入数/外箱  |
|-----------|--------|----------------|----------|--------|
| 非粘着伸縮包帯   | K-75   | 75mm×4.5m      | 12巻      | 4箱     |
| アンダーラップ   | UW-70  | 70mm×25m       | (1巻)     | 16巻    |
| コールドスプレー  | CS-400 | 420ml          | (1本)     | 12本    |
| タックスプレー   | TS-200 | 200ml          | (1本)     | 12本    |
| リムーバースプレー | RS-200 | 220ml          | (1本)     | 12本    |
| テーピングパッド  | TP-30  | 5mm×20cm×30cm  | (3枚/パック) | 10/パック |
|           |        | 10mm×20cm×30cm |          |        |
|           |        | 15mm×20cm×30cm |          |        |
| テーピングシザース | TS-1   | —              | 1本       | —      |

## 医療用テープ早見表

ハサミ不要！全てのテープが手で切れます。



優肌絆 ブラウン

目立ちにくいカラーの  
肌に優しい不織布テープ

きれいに切れて肌に  
優しい不織布テープ



優肌絆 EasyCut  
パールオレンジ



優肌絆 EasyCut  
ホワイト

コストに優れた白色  
の不織布テープ



優肌絆 GS

優肌絆 プラスチック



縦にも横にも切  
れる半透明プ  
ラスチックテープ



優肌絆 アルファ

優肌絆シリーズ  
で一番固定力  
のあるプラスチ  
ックテープ

手で切れる

キノエイド かみばん



コストに優れた  
細巻の不織布テープ



キノエイド フレックス

固定力のある  
不織布テープ

手できれいに切れる

固定力のある  
プラスチックテープ



キノエイド プラスチック

しっかり固定

## 優肌絆™ 各種の特長について

| ラインナップ                                                     | テープ素材      | 通気性 | 目立ちにくい | 手できれいに切れる | やわらかく<br>肌になじむ | 耐水性                                    |
|------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-----------|----------------|----------------------------------------|
| <b>優肌絆 EasyCut<br/>パールオレンジ</b><br>ソフトな風合いと通気性<br>目立ちにくいカラー | 不織布        | ○   | ○      | ◎         | ◎              | ×<br>水仕事やシャワーには<br>防水フィルムを<br>ご検討ください。 |
| <b>優肌絆 EasyCut<br/>ホワイト</b><br>清潔感のある白色                    |            | ○   | ×      | ◎         | ◎              |                                        |
| <b>優肌絆 ブラウン</b><br>目立ちにくいカラー                               |            | ○   | ◎      | △         | ◎              |                                        |
| <b>優肌絆 GS</b><br>コストに優れた<br>白色のテープ                         |            | ○   | ×      | ○         | ○              |                                        |
| <b>優肌絆<br/>プラスチック</b><br>縦にも横にも手で<br>切れる半透明テープ             | プラスチ<br>ック | △   | ○      | ◎         | △              | 水仕事やシャワーには<br>防水フィルムを<br>ご検討ください。      |
| <b>優肌絆 アルファ</b><br>固定力のある<br>プラスチックテープ                     |            | △   | △      | ○         | ○              |                                        |



| 優肌絆 EasyCut<br>ベールオレンジ      | MM3291                      | 12mm×7m | 24        | ¥4,540 | ¥4,994 |        |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|                             | 優肌絆 EasyCut<br>ベールオレンジ      | MM3292  | 25mm×7m   | 12     | ¥4,540 | ¥4,994 |
|                             | 優肌絆 EasyCut<br>ベールオレンジ      | MM3295  | 50mm×7m   | 6      | ¥4,540 | ¥4,994 |
|                             | 優肌絆 EasyCut<br>ホワイト         | MM3261  | 12mm×7m   | 24     | ¥4,540 | ¥4,994 |
|                             | 優肌絆 EasyCut<br>ホワイト         | MM3262  | 25mm×7m   | 12     | ¥4,540 | ¥4,994 |
|                             | 優肌絆 EasyCut<br>ホワイト         | MM3265  | 50mm×7m   | 6      | ¥4,540 | ¥4,994 |
|                             | 優肌絆 ブラウン                    | MM3271  | 12mm×7m   | 24     | ¥4,900 | ¥5,390 |
|                             | 優肌絆 ブラウン                    | MM3272  | 25mm×7m   | 12     | ¥4,900 | ¥5,390 |
|                             | 優肌絆 ブラウン                    | MM3275  | 50mm×7m   | 6      | ¥4,900 | ¥5,390 |
|                             | 優肌絆 GS                      | 3281    | 12mm×9m   | 24     | ¥4,540 | ¥4,994 |
|                             | 優肌絆 GS                      | 3282    | 25mm×9m   | 12     | ¥4,540 | ¥4,994 |
|                             | 優肌絆 GS                      | 3285    | 50mm×9m   | 6      | ¥4,540 | ¥4,994 |
|                             | 優肌絆 プラスチック                  | 3511    | 12mm×7m   | 24     | ¥5,150 | ¥5,665 |
|                             | 優肌絆 プラスチック                  | 3512    | 25mm×7m   | 12     | ¥5,150 | ¥5,665 |
|                             | 優肌絆 プラスチック                  | 3515    | 50mm×7m   | 6      | ¥5,150 | ¥5,665 |
|                             | 優肌絆 アルファ                    | 3521    | 12mm×7m   | 24     | ¥5,150 | ¥5,665 |
|                             | 優肌絆 アルファ                    | 3522    | 25mm×7m   | 12     | ¥5,150 | ¥5,665 |
|                             | 優肌絆 アルファ                    | 3525    | 50mm×7m   | 6      | ¥5,150 | ¥5,665 |
| [優肌]パーミロールLite<br>(ハンディロール) | L34R05                      | 5cm×12m | 1         | ¥2,860 | ¥3,146 |        |
|                             | [優肌]パーミロールLite<br>(ハンディロール) | L34R10  | 10cm×12m  | 1      | ¥5,100 | ¥5,610 |
|                             | [優肌]パーミロールLite<br>(ハンディロール) | L34R15  | 15cm×12m  | 1      | ¥6,940 | ¥7,634 |
|                             | [優肌]パーミロール<br>(ハンディロール)     | H24R05  | 5cm×10m   | 1      | ¥3,380 | ¥3,718 |
|                             | [優肌]パーミロール<br>(ハンディロール)     | H24R07  | 7.5cm×10m | 1      | ¥4,820 | ¥5,302 |
|                             | [優肌]パーミロール<br>(ハンディロール)     | H24R10  | 10cm×10m  | 1      | ¥6,020 | ¥6,622 |
|                             | [優肌]パーミロール<br>(ハンディロール)     | H24R15  | 15cm×10m  | 1      | ¥8,190 | ¥9,009 |
|                             | [優肌]パーミロール                  | 14R05   | 5cm×10m   | 1      | ¥3,380 | ¥3,718 |
|                             | [優肌]パーミロール                  | 14R10   | 10cm×10m  | 1      | ¥6,020 | ¥6,622 |
|                             | [優肌]パーミロール                  | 14R15   | 15cm×10m  | 1      | ¥8,190 | ¥9,009 |
|                             | [優肌]パーミロールHS                | H24S05  | 5cm×2m    | 1※2    | ¥710   | ¥781   |
|                             | [優肌]パーミロールHS                | H24S10  | 10cm×1m   | 1※2    | ¥710   | ¥781   |
|                             | プレスロール                      | BR05    | 5cm×12m   | 1      | ¥3,380 | ¥3,718 |

|                 |                     |               |               |        |         |         |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|
| プレスロール          | BR10                | 10cm×12m      | 1             | ¥6,020 | ¥6,622  |         |
|                 | プレスロール              | BR15          | 15cm×12m      | 1      | ¥8,190  | ¥9,009  |
|                 | [優肌]パーミエイドピロー       | 1206          | 6cm×7cm       | 50     | ¥8,800  | ¥9,680  |
|                 | [優肌]パーミエイドIV        | 1204          | 4cm×5cm       | 100    | ¥10,190 | ¥11,209 |
|                 | [優肌]パーミエイドIV        | 1207          | 6cm×7cm       | 100    | ¥10,760 | ¥11,836 |
|                 | [優肌]パーミエイドIV        | 1267v         | 6cm×7cm       | 100    | ¥11,330 | ¥12,463 |
|                 | [優肌]パーミエイドIV        | 1210          | 10cm×12cm     | 50     | ¥16,990 | ¥18,689 |
|                 | [優肌]パーミエイド          | 1409          | 6cm×9cm       | 100    | ¥11,330 | ¥12,463 |
|                 | [優肌]パーミエイド          | 1410          | 8cm×10cm      | 50     | ¥8,500  | ¥9,350  |
|                 | [優肌]パーミエイド          | 1413          | 10cm×13.5cm   | 50     | ¥11,330 | ¥12,463 |
|                 | [優肌]パーミエイド          | 1425          | 10cm×25cm     | 20     | ¥8,500  | ¥9,350  |
|                 | 優肌パッド               | 1508          | 5cm×8cm       | 50     | ¥2,270  | ¥2,497  |
| 優肌パッド           | 1510                | 6cm×10cm      | 50            | ¥2,500 | ¥2,750  |         |
|                 | 優肌パッド               | 1512          | 10cm×12.5cm   | 20     | ¥1,940  | ¥2,134  |
|                 | 優肌パッド               | 1516          | 10cm×16cm     | 20     | ¥2,500  | ¥2,750  |
|                 | 優肌パッド               | 1520          | 10cm×20cm     | 20     | ¥2,960  | ¥3,256  |
|                 | 優肌パッド               | 1525          | 10cm×25cm     | 20     | ¥3,630  | ¥3,993  |
|                 | [優肌]パーミパッド          | 1609          | 6cm×9cm       | 50     | ¥5,670  | ¥6,237  |
|                 | [優肌]パーミパッド          | 1611          | 6.5cm×11cm    | 20     | ¥2,840  | ¥3,124  |
|                 | [優肌]パーミパッド          | 1613          | 10cm×13.5cm   | 20     | ¥4,530  | ¥4,983  |
|                 | [優肌]パーミパッド          | 1617          | 10cm×17cm     | 20     | ¥5,670  | ¥6,237  |
|                 | [優肌]パーミパッド          | 1621          | 10cm×21cm     | 20     | ¥6,800  | ¥7,480  |
|                 | [優肌]パーミパッド          | 1625          | 10cm×25cm     | 20     | ¥7,930  | ¥8,723  |
|                 | オプティフォームジェントルEX     | MSCEX33EP     | 7.6cm×7.6cm   | 10     | ¥2,090  | ¥2,299  |
| オプティフォームジェントルEX | MSCEX44EP           | 10.1cm×10.1cm | 10            | ¥2,640 | ¥2,904  |         |
|                 | オプティフォームジェントルEX     | MSCEX66EP     | 15.2cm×15.2cm | 10     | ¥5,500  | ¥6,050  |
|                 | オプティフォームジェントルEX     | MSCEX77EP     | 17.8cm×17.8cm | 5      | ¥3,960  | ¥4,356  |
|                 | オプティフォームジェントルLiteNB | MSC2944NB     | 10cm×10cm     | 10     | ¥5,060  | ¥5,566  |
|                 | オプティフォームジェントルLiteNB | MSC2966NB     | 15cm×15cm     | 10     | ¥9,460  | ¥10,406 |
|                 | ミゼアセーフX             | MM0001        | 70mm×85mm     | 50     | ¥2,420  | ¥2,662  |
|                 | ミゼアセーフX mini        | MM0003        | 55mm×45mm     | 50     | ¥1,870  | ¥2,057  |

|  | ミゼアセーフW      | MM0002 | 75mm×75mm  | 50 | ¥7,500 | ¥8,250 |
|--|--------------|--------|------------|----|--------|--------|
|  | ミゼアセーフW mini | MM0004 | 50mm×50mm  | 50 | ¥7,200 | ¥7,920 |
|  | キノフィックス      | B5601  | 1.25cm×5m  | 4  | ¥1,150 | ¥1,265 |
|  | キノフィックス      | B5602  | 2.5cm×5m   | 2  | ¥1,150 | ¥1,265 |
|  | キノフィックス      | B5603  | 3.8cm×5m   | 2  | ¥1,730 | ¥1,903 |
|  | キノフィックス      | B5605  | 5cm×5m     | 1  | ¥1,150 | ¥1,265 |
|  | キノフィックス      | B5607  | 7.5cm×5m   | 1  | ¥1,730 | ¥1,903 |
|  | キノフィックス      | B5610  | 10cm×5m    | 1  | ¥2,290 | ¥2,519 |
|  | キノソフト        | B5201  | 1.25cm×5m  | 4  | ¥1,150 | ¥1,265 |
|  | キノソフト        | B5202  | 2.5cm×5m   | 2  | ¥1,150 | ¥1,265 |
|  | キノソフト        | B5203  | 3.8cm×5m   | 2  | ¥1,730 | ¥1,903 |
|  | キノソフト        | B5205  | 5cm×5m     | 1  | ¥1,150 | ¥1,265 |
|  | キノソフト        | B5207  | 7.5cm×5m   | 1  | ¥1,730 | ¥1,903 |
|  | キノソフト        | B5210  | 10cm×5m    | 1  | ¥2,290 | ¥2,519 |
|  | キノソフト タイプL   | B5202L | 2.5cm×5m   | 12 | ¥6,510 | ¥7,161 |
|  | キノソフト タイプL   | B5205L | 5cm×5m     | 6  | ¥6,510 | ¥7,161 |
|  | キノソフト タイプL   | B5207L | 7.5cm×5m   | 4  | ¥6,510 | ¥7,161 |
|  | キノソフト タイプL   | B5210L | 10cm×5m    | 3  | ¥6,510 | ¥7,161 |
|  | キノホワイト       | B5101  | 1.25cm×10m | 4  | ¥1,160 | ¥1,276 |
|  | キノホワイト       | B5102  | 2.5cm×10m  | 2  | ¥1,160 | ¥1,276 |
|  | キノホワイト       | B5103  | 3.8cm×10m  | 2  | ¥1,740 | ¥1,914 |
|  | キノホワイト       | B5105  | 5cm×10m    | 1  | ¥1,160 | ¥1,276 |
|  | キノホワイト       | B5107  | 7.5cm×10m  | 1  | ¥1,740 | ¥1,914 |
|  | キノホワイト       | B5110  | 10cm×10m   | 1  | ¥2,320 | ¥2,552 |
|  | キノホワイト       | B5115  | 15cm×10m   | 1  | ¥3,470 | ¥3,817 |
|  | キノホワイト タイプL  | B5102L | 2.5cm×10m  | 12 | ¥6,510 | ¥7,161 |
|  | キノホワイト タイプL  | B5105L | 5cm×10m    | 6  | ¥6,510 | ¥7,161 |
|  | キノホワイト タイプL  | B5107L | 7.5cm×10m  | 4  | ¥6,510 | ¥7,161 |
|  | キノホワイト タイプL  | B5110L | 10cm×10m   | 3  | ¥6,510 | ¥7,161 |
|  | キノプレス        | B5501  | 1.25cm×5m  | 4  | ¥780   | ¥858   |
|  | キノプレス        | B5502  | 2.5cm×5m   | 2  | ¥780   | ¥858   |

|  |              |          |            |    |         |         |
|--|--------------|----------|------------|----|---------|---------|
|  | キノプレス        | B5503    | 3.8cm×5m   | 2  | ¥1,170  | ¥1,287  |
|  | キノプレス        | B5505    | 5cm×5m     | 1  | ¥780    | ¥858    |
|  | キノプレス        | B5507    | 7.5cm×5m   | 1  | ¥1,170  | ¥1,287  |
|  | キノプレス        | B5510    | 10cm×5m    | 1  | ¥1,560  | ¥1,716  |
|  | キノプレス タイプL   | B5501L   | 1.25cm×5m  | 12 | ¥2,200  | ¥2,420  |
|  | キノプレス タイプL   | B5502L   | 2.5cm×5m   | 12 | ¥4,380  | ¥4,818  |
|  | キノプレス タイプL   | B5503L   | 3.8cm×5m   | 8  | ¥4,380  | ¥4,818  |
|  | キノプレス タイプL   | B5505L   | 5cm×5m     | 6  | ¥4,380  | ¥4,818  |
|  | キノプレス タイプL   | B5507L   | 7.5cm×5m   | 4  | ¥4,380  | ¥4,818  |
|  | キノプレス タイプL   | B5510L   | 10cm×5m    | 3  | ¥4,380  | ¥4,818  |
|  | キノエイド プラスチック | 3501     | 12mm×9m    | 24 | ¥5,150  | ¥5,665  |
|  | キノエイド プラスチック | 3502     | 25mm×9m    | 12 | ¥5,150  | ¥5,665  |
|  | キノエイド プラスチック | 3505     | 50mm×9m    | 6  | ¥5,150  | ¥5,665  |
|  | キノエイド フレックス  | 3201     | 12mm×9m    | 24 | ¥4,660  | ¥5,126  |
|  | キノエイド フレックス  | 3202     | 25mm×9m    | 12 | ¥4,660  | ¥5,126  |
|  | キノエイド フレックス  | 3205     | 50mm×9m    | 6  | ¥4,660  | ¥5,126  |
|  | キノエイドかみばん    | 3160     | 9mm×10m    | 30 | ¥2,070  | ¥2,277  |
|  | キノセルフ 104    | 104-10   | 10cm×4m    | 6  | ¥5,550  | ¥6,105  |
|  | キノセルフ 104    | 104-20   | 20cm×7m    | 4  | ¥11,050 | ¥12,155 |
|  | キノセルフ 181    | 181-02S  | 2.5cm×4m   | 12 | ¥2,780  | ¥3,058  |
|  | キノセルフ 181    | 181-02L  | 2.5cm×4m   | 24 | ¥5,260  | ¥5,786  |
|  | キノセルフ 181    | 181-05   | 5cm×4m     | 12 | ¥3,650  | ¥4,015  |
|  | キノセルフ 181    | 181-08   | 8cm×4m     | 12 | ¥4,680  | ¥5,148  |
|  | キノセルフ 199    | 199-05   | 5cm×4m     | 12 | ¥7,160  | ¥7,876  |
|  | キノセルフ 199    | 199-08   | 8cm×4m     | 12 | ¥9,060  | ¥9,966  |
|  | ニトリート キネロジEX | NKEX-25  | 25mm×5m    | 12 | ¥6,000  | ¥6,600  |
|  | ニトリート キネロジEX | NKEX-37  | 37.5mm×5m  | 8  | ¥6,000  | ¥6,600  |
|  | ニトリート キネロジEX | NKEX-50  | 50mm×5m    | 6  | ¥6,000  | ¥6,600  |
|  | ニトリート キネロジEX | NKEX-75  | 75mm×5m    | 4  | ¥6,000  | ¥6,600  |
|  | ニトリート キネロジEX | NKEX-50L | 50mm×31.5m | 1  | ¥6,000  | ¥6,600  |
|  | ニトリート キネロジEX | NKEX-75L | 75mm×31.5m | 1  | ¥8,980  | ¥9,878  |
|  |              |          |            |    |         |         |

|                                 |           |            |     |        |        |  |  |
|---------------------------------|-----------|------------|-----|--------|--------|--|--|
|                                 |           |            |     |        |        |  |  |
| ニトリート キネロジPRO                   | NKP-50    | 50mm×4.5m  | 4   | ¥6,000 | ¥6,600 |  |  |
| ニトリート キネロジPRO                   | NKP-50BU  | 50mm×4.5m  | 4   | ¥6,000 | ¥6,600 |  |  |
| ニトリート キネロジPRO                   | NKP-50G   | 50mm×4.5m  | 4   | ¥6,000 | ¥6,600 |  |  |
| ニトリート キネロジPRO                   | NKP-100   | 100mm×4.5m | 2   | ¥6,000 | ¥6,600 |  |  |
| ニトリート キネロジPRO                   | NKP-100BU | 100mm×4.5m | 2   | ¥6,000 | ¥6,600 |  |  |
| ニトリート キネロジPRO                   | NKP-100G  | 100mm×4.5m | 2   | ¥6,000 | ¥6,600 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(スタンダードタイプ) | NK-25     | 25mm×5m    | 12  | ¥5,400 | ¥5,940 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(スタンダードタイプ) | NK-37     | 37.5mm×5m  | 8   | ¥5,400 | ¥5,940 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(スタンダードタイプ) | NK-50     | 50mm×5m    | 6   | ¥5,400 | ¥5,940 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(スタンダードタイプ) | NK-75     | 75mm×5m    | 4   | ¥5,400 | ¥5,940 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(スタンダードタイプ) | NK-50L    | 50mm×31.5m | 1   | ¥5,400 | ¥5,940 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(スタンダードタイプ) | NK-75L    | 75mm×31.5m | 1   | ¥8,100 | ¥8,910 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(撥水タイプ)     | NKH-25    | 25mm×5m    | 12  | ¥6,000 | ¥6,600 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(撥水タイプ)     | NKH-37    | 37.5mm×5m  | 8   | ¥6,000 | ¥6,600 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(撥水タイプ)     | NKH-50    | 50mm×5m    | 6   | ¥6,000 | ¥6,600 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(撥水タイプ)     | NKH-75    | 75mm×5m    | 4   | ¥6,000 | ¥6,600 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(撥水タイプ)     | NKH-50L   | 50mm×31.5m | 1   | ¥6,000 | ¥6,600 |  |  |
| ニトリート キネシオロジーテープ<br>(撥水タイプ)     | NKH-75L   | 75mm×31.5m | 1   | ¥8,980 | ¥9,878 |  |  |
| ニトリート CB テープ                    | CB-13     | 13mm×12m   | 24  | ¥3,120 | ¥3,432 |  |  |
| ニトリート CB テープ                    | CB-19     | 19mm×12m   | 16  | ¥3,120 | ¥3,432 |  |  |
| ニトリート CB テープ                    | CB-25     | 25mm×12m   | 12  | ¥3,120 | ¥3,432 |  |  |
| ニトリート CB テープ                    | CB-38     | 38mm×12m   | 8   | ¥3,120 | ¥3,432 |  |  |
| ニトリート CB テープ                    | CB-50     | 50mm×12m   | 6   | ¥3,120 | ¥3,432 |  |  |
| ニトリート EB テープ                    | EB-25     | 25mm×4m    | 12  | ¥3,960 | ¥4,356 |  |  |
| ニトリート EB テープ                    | EB-50     | 50mm×4m    | 6   | ¥3,960 | ¥4,356 |  |  |
| ニトリート EB テープ                    | EB-75     | 75mm×4m    | 4   | ¥3,960 | ¥4,356 |  |  |
| ニトリート EBH テープ                   | EBH-25    | 25mm×4.5m  | 12  | ¥3,840 | ¥4,224 |  |  |
| ニトリート EBH テープ                   | EBH-50    | 50mm×4.5m  | 6   | ¥3,840 | ¥4,224 |  |  |
| ニトリート EBH テープ                   | EBH-75    | 75mm×4.5m  | 4   | ¥3,840 | ¥4,224 |  |  |
| 非粘着伸縮包帯                         | K-75      | 75mm×4.5m  | 1※2 | ¥600   | ¥660   |  |  |
| アンダーラップ                         | UW-70     | 70mm×25m   | 16  | ¥6,080 | ¥6,688 |  |  |

|           |        |                               |             |               |               |  |  |
|-----------|--------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|--|--|
|           |        |                               |             |               |               |  |  |
| コールドスプレー  | CS-400 | 420ml                         | 1           | ¥800          | ¥880          |  |  |
| タックスプレー   | TS-200 | 200ml                         | 1           | ¥1,200        | ¥1,320        |  |  |
| リムーバースプレー | RS-200 | 220ml                         | 1           | ¥1,000        | ¥1,100        |  |  |
| テーピングパッド  | TP-30  | (5mm-10mm-15mm)<br>×20cm×30cm | 3枚<br>/1パック | ¥800<br>/1パック | ¥880<br>/1パック |  |  |
| テーピングシザース | TS-1   | —                             | 1           | ¥2,730<br>/1本 | ¥3,003<br>/1本 |  |  |

※1 本製品の標準価格につきましてはお問い合わせください。  
 ※2 最小出荷単位は12巻です。



お問い合わせは

●製品についてのお問い合わせは

TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

このカタログの内容は2025年6月現在のものです。

◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●使用上のご注意

詳細については電子添文をご参照ください。

## Nitto 株式会社ニトムズ

本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階

東 京 事 業 所 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階

大 阪 営 業 所 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト15階

仙 台 営 業 所 〒980-6014 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS30 14階

福 岡 営 業 所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-1 中央日土地博多駅前ビル4階

豊 橋 事 業 所 〒441-3104 愛知県豊橋市雲谷町字ハシツメ11-6

松 山 事 業 所 〒799-2425 愛媛県松山市中西外1057-1

●ニトムズ医療材製品サービスサイト <https://medical.nitoms.com>

\*ニトムズは、日東電工株式会社(Nitto)のグループ企業です。



豊橋事業所  
松山事業所

NJ 25・06 (NJ)