

パッド付ドレッシング・フィルムタイプ

## 優肌 パーミパッド®

PERME-PAD®

パッド付ドレッシング・不織布タイプ

# 優肌パッド®

YU-KI PAD®

### 創傷部も、健常皮膚も、どちらも優しく保護します。

優肌絆と同じゲル粘着剤の技術を使っています。

#### フィルムタイプ

## パーミパッド。



#### 特長

- 1. 角質剥離の少ないゲル粘着剤を使用しています。 皮膚の角質剥離が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。
- 2. 防水性があります。 貼付したまま、入浴・シャワーができます。
- 3. パッドは高吸収性・非固着性です。

創面に固着しないので、新生組織を傷めずに交換できます。 吸収性が高いので、交換回数を減らすことができます。

4. 柔軟性・透湿性に優れています。

薄くて丈夫なフィルムを用いているので、屈曲部や凹凸にもよくなじみます。 また、透湿性が高いので、むれにくくなっています。



医療機器届出番号 13B1X00203000005

#### 規格・包装

い	ずれも	51枚ずつか	包装、y 線滅菌されて	こいます。
品	番	サイズ	(パッド部サイズ)	入数,

品番	サイズ(パッド部サイズ)	入数 / 化粧箱	JANコード		
1609	6cm×9cm (2.5cm×4cm)	50 枚	4976006711751		
1611	6.5cm×11cm (3cm×6cm)	20 枚	4976006711768		
1613	10cm×13.5cm (5cm×6.5cm)	20 枚	4976006711775		
1617	10cm×17cm (5cm×10cm)	20 枚	4976006711782		
1621	10cm×21cm (5cm×14cm)	20 枚	4976006711799		
1625	10cm×25cm (5cm×18cm)	20 枚	4976006711805		
※パッドなしのフィルムドレッシング「優肌 パーミエイド」もあります。					

#### 使用例

●お問い合わせは

株式会社ニトムズ

TEL 0570-007-006

●使用 トのご注意

● 創傷部位の保護 ● 縫合創の保護 ● カテーテルなどの穿刺部位の保護

## 不織布タイプ 優肌パッド®

#### 特長

- 1. 角質剥離の少ないゲル粘着剤を使用しています。 皮膚の角質剥離が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。
- 2. パッドは高吸収性・非固着性です。

創面に固着しないので、新生組織を傷めずに交換できます。 吸収性が高いので、交換回数を減らすことができます。

3. 通気性が高く、むれにくくなりました。

薄くてしなやかな不織布を用いているので、屈曲部や凹凸にもよくなじみます。 また、通気性が高いので、むれにくくなっています。



医療機器届出番号 13B1X00203000007

#### 規格・包装

いずれも1枚ずつ包装、EOG 滅菌されています。

品番	サイズ(パッド部サイズ)	入数 / 化粧箱	JANコード
1508	5cm×8cm (2.5cm×4cm)	50 枚	4976006711607
1510	6cm×10cm (3cm×6cm)	50 枚	4976006711614
1512	10cm×12.5cm (4cm×6.5cm)	20 枚	4976006711621
1516	10cm×16cm (5cm×10cm)	20 枚	4976006711638
1520	10cm×21cm (5cm×14cm)	20 枚	4976006711645
1525	10cm×25cm (5cm×19cm)	20 枚	4976006711652

●パーミパッド、優肌パッドは日東電工(株)の登録商標です。

◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


Nitto 株式会社ニトムズ \*=トムススは、日東電工は式会社(Nitto)のグループ企業です。

社 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー 7階 東京営業所 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー 7階

大阪営業所 〒541-0042 大阪市中央区今橋 3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト 15階

仙 台 営 業 所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-1-23 仙台Kビル 福 岡 営 業 所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-6 第三博多偕成ビル

豊橋 事業 所 〒441-3104 豊橋市雲谷町字ハシヅメ11-6





●ニトムズのホームページ https://www.nitoms.com/

FAX 0120-210-679