


Nitto

Innovation for Customers

やさしさ、ぴったり
care·mate™



NITREAT™



株式会社ニトムズ

care·mateシリーズ

4
ページ

Medical Care 1
優肌絆

6
ページ

Medical Care 2
優肌包帯

7
ページ

Active Support
タック・トップ

Self Care
口とじテープ



NITREATシリーズ

8
ページ

Sports Tape 1
スポーツテープシリーズ

10
ページ

Sports Tape 2
キネシオロジーテープシリーズ

12
ページ

Sports Tape 3
かんたんテーピングシリーズ

使う人に向けられた、視点の優しさが違います。
常に家庭を見つめ続けてきたニトムズより、
愛情仕様のセルフ・メディケーション製品を。

常に家庭の便利や快適を考え続けたニトムズが家庭の医療を見つめると、セルフ・メディケーション製品はここまで使う人にやさしくなります。

例えば、肌を痛めにくい。ひとりでも簡単に手当てできる。日常の動きを妨げない。

そんな、多彩な視点からやさしさを追究したニトムズのセルフ・メディケーション・シリーズ「care·mate」。

永年に渡り培ってきた粘着技術をはじめ、数々の気配り技術を満載した商品です。

やさしさ、ぴったり
care·mate™



肌にやさしい 角質保護システム

毎日同じ場所に貼っても
かぶれにくい！


はがすときの
痛みが少ない！

通気性がよく
ムシにくい！

優肌シリーズ
ソフトな粘着剤なので、
角質がほとんどはがれません。



従来品
角質がはがれるとかぶれの
原因になります。



剥離後の粘着面に
ついた角質

優肌シリーズは日東電工の医療向け粘着技術を応用したものです。

Medical Care 1

医療現場の要求に応え続けてきた、
高度な技術をご家庭に。
優しさの違いが
ケアメイト優肌シリーズの
違いです。

優肌絆

医療向け技術が約束する肌へのやさしさ。
敏感肌や赤ちゃんにも使えるテープです。

医療現場で認められたアクリル系ゲル状粘着剤を使用することで、
皮膚かぶれの原因となる角質剥離を防止。

優肌絆不織布(白)細



材質：ポリエステル・バルブ
アクリル系粘着剤

品番	N1330
サイズ	12mm×4.5m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×20
個装サイズ/重量	82×140×20mm/24g
内装サイズ/重量	86×145×115mm/275g
外装サイズ/重量	450×310×245mm/6.0kg
GTINコード 内装	0114904140503303
GTINコード 外装	0104904140503306
JANコード	



4 904140 503307

優肌絆不織布(白)太



材質：ポリエステル・バルブ
アクリル系粘着剤

品番	N1340
サイズ	25mm×4.5m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×20
個装サイズ/重量	82×140×33mm/37g
内装サイズ/重量	86×145×180mm/415g
外装サイズ/重量	450×310×375mm/9.0kg
GTINコード 内装	0114904140503402
GTINコード 外装	0104904140503405
JANコード	



4 904140 503406

優肌絆プラスチック細



材質：ポリエチレン
アクリル系粘着剤

品番	N1350
サイズ	12mm×4.5m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×20
個装サイズ/重量	82×140×20mm/28g
内装サイズ/重量	86×145×115mm/310g
外装サイズ/重量	450×310×245mm/6.6kg
GTINコード 内装	0114904140503501
GTINコード 外装	0104904140503504
JANコード	



4 904140 503505

優肌絆プラスチック太



材質：ポリエチレン
アクリル系粘着剤

品番	N1360
サイズ	25mm×4.5m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×20
個装サイズ/重量	82×140×33mm/43g
内装サイズ/重量	86×145×180mm/475g
外装サイズ/重量	450×310×375mm/10.2kg
GTINコード 内装	0114904140503600
GTINコード 外装	0104904140503603
JANコード	



4 904140 503604

優肌絆EasyCut 12mm



材質：ポリエステル・バルブ
アクリル系粘着剤

品番	N1438
サイズ	12mm×7m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×20
個装サイズ/重量	82×140×20mm/26g
内装サイズ/重量	86×145×115mm/295g
外装サイズ/重量	450×310×245mm/6.4kg
GTINコード 内装	24904140504384
GTINコード 外装	14904140504387
JANコード	



4 904140 504380

優肌絆EasyCut 25mm



材質：ポリエステル・バルブ
アクリル系粘着剤

品番	N1439
サイズ	25mm×7m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×20
個装サイズ/重量	82×140×33mm/48g
内装サイズ/重量	88×145×180mm/524g
外装サイズ/重量	460×310×375mm/11.1kg
GTINコード 内装	24904140504391
GTINコード 外装	14904140504394
JANコード	



4 904140 504397

こんな人にオススメ



肌がかぶれ
やすい人に



赤ちゃんに



高齢者に



こんな時に使える

包帯やガーゼ、創傷被覆材の固定に



点滴等のチューブの固定に



新聞紙も
破かない優しさが
優肌絆の特長



左：一般的なサージカルテープ
右：優肌絆

優肌絆™の ラインナップ

プラスチックタイプ

優肌絆プラスチック



目立ちにくい

透明

不織布タイプ

優肌絆白



スタンダードな

白

優肌絆EasyCut



肌になじむ

ベージュ

Medical Care 2

医療現場の要求に応え続けてきた、高度な技術をご家庭に。優しさの違いがケアメイト優肌シリーズの違いです。

優肌包帯

重ね巻きをせず、一度巻きでしっかり固定。肌にやさしい「貼る」包帯です。

アクリル系ゲル粘着剤と通気性の高い綿布を組み合わせた、貼る感覚で巻ける肌にやさしい包帯。関節や指先など動きの激しい部分に最適な伸縮タイプです。

優肌包帯伸縮25



材質：綿、ポリウレタン
アクリル系粘着剤

品番	N1460
サイズ	25mm×2m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×20
個装サイズ/重量	75×140×30mm/17g
内装サイズ/重量	154×81×154mm/240g
外装サイズ/重量	322×444×322mm/5.4kg
GTINコード 内装	0114904140504607
GTINコード 外装	0104904140504600
JANコード	



4 904140 504601

優肌包帯伸縮38



材質：綿、ポリウレタン
アクリル系粘着剤

品番	N1470
サイズ	38mm×2m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×20
個装サイズ/重量	75×140×48mm/26g
内装サイズ/重量	279×81×154mm/370g
外装サイズ/重量	572×444×321mm/8.1kg
GTINコード 内装	0114904140504706
GTINコード 外装	0104904140504709
JANコード	



4 904140 504700

優肌包帯伸縮50



材質：綿、ポリウレタン
アクリル系粘着剤

品番	N1480
サイズ	50mm×2m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×20
個装サイズ/重量	75×140×48mm/30g
内装サイズ/重量	279×81×154mm/410g
外装サイズ/重量	572×444×321mm/9.0kg
GTINコード 内装	0114904140504805
GTINコード 外装	0104904140504808
JANコード	



4 904140 504809



Active Support

常に活動的な毎日をお過ごしいただきたいからこそ、日常生活やアクティブな動きを妨げない工夫を。

タック・トップ

キャミソールやワンピースなど、ブラのできない時にバストラインをきれいに整える「タック・トップ」。

肌へのやさしさを追求し、角質をほとんどとらないアクリル系ゲル粘着剤を使用しました。水に強く、水泳などのスポーツ時にもとれにくい！

肌にやさしい 優肌タック・トップ




材質：レーヨン系不織布、ポリエステルポリウレタン、アクリル系粘着剤

品番	P0250
サイズ	φ40mm
価格	△
個装入数	5ペア(10枚)入
内外装箱入数	12×10
個装サイズ/重量	80×150×5mm/8g
内装サイズ/重量	90×125×58mm/120g
外装サイズ/重量	300×130×185mm/1.7kg
GTINコード 内装	0704904140432501
GTINコード 外装	0104904140432507
JANコード	



4 904140 432508



Self Care

医療現場の要求に応えてきた技術をご家庭に。常に健康的な毎日をお過ごせるように、予防とセルフケアの一環をご自身で。

口とじテープ

就寝中のいびきや乾き対策に。

医療向け粘着技術を応用したアクリル系ゲル粘着剤を使用。特長のある形状でしっかりフィットする、肌によさしくはがれにくい口とじテープです。

優肌 口とじテープ




材質：不織布、アクリル系粘着剤

品番	N1789
サイズ	25mm×50mm
価格	△
個装入数	40枚(1巻)
内外装箱入数	10×20
個装サイズ/重量	70×95×42mm/20.4g
内装サイズ/重量	147×75×223mm/255g
外装サイズ/重量	400×325×465mm/5.8kg
GTINコード 内装	24904140507897
GTINコード 外装	14904140507890
JANコード	



4 904140 507893

ウェーブ塗工™



粘着部分と非粘着部分が交互に波状パターンを形づくように塗工しています。粘着性を保持しながら、すぐれた通気性を実現します。

粘着部 非粘着部

Sports Tape 1

スポーツによるケガの予防、
応急処置、再発予防などに
使用できるハイレベルな理想の
テーピングテープです。

スポーツテープシリーズ

部位をがっちり固定。使用する部位別にご選べます。

指 足首 手首 肘 足底 太もも ヒザ 腰 肩

コットンバンテージ 部位をがっちり固定する非伸縮タイプ

エラスティックバンテージ 可動範囲の大きな部位に最適な伸縮タイプ

CBテープ ブリスターパック CB-13BP コットンバンテージ



材質：綿、ゴム系粘着剤

指

品番	CB13BP
サイズ	13mm×12m
価格	△
個装入数	2巻
内外装箱入数	10×10
個装サイズ/重量	95×130×28mm/53g
内装サイズ/重量	163×108×173mm/690g
外装サイズ/重量	810×240×184mm/7.4kg
GTINコード 内装	14582129722016
GTINコード 外装	24582129722013
JANコード	



CBテープ ブリスターパック CB-19BP コットンバンテージ



材質：綿、ゴム系粘着剤

指 手首

品番	CB19BP
サイズ	19mm×12m
価格	△
個装入数	2巻
内外装箱入数	10×10
個装サイズ/重量	95×130×41mm/83g
内装サイズ/重量	180×108×223mm/910g
外装サイズ/重量	895×240×234mm/9.6kg
GTINコード 内装	14582129722023
GTINコード 外装	24582129722020
JANコード	



CBテープ ブリスターパック CB-25BP コットンバンテージ



材質：綿、ゴム系粘着剤

手首 指 足底

品番	CB25BP
サイズ	25mm×12m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装サイズ/重量	95×130×28mm/53g
内装サイズ/重量	163×108×173mm/640g
外装サイズ/重量	810×240×184mm/6.9kg
GTINコード 内装	14582129722030
GTINコード 外装	24582129722037
JANコード	



CBテープ ブリスターパック CB-38BP コットンバンテージ



材質：綿、ゴム系粘着剤

足首 太もも

品番	CB38BP
サイズ	38mm×12m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装サイズ/重量	95×130×41mm/83g
内装サイズ/重量	180×108×223mm/910g
外装サイズ/重量	895×240×234mm/9.6kg
GTINコード 内装	14582129722047
GTINコード 外装	24582129722044
JANコード	



CBテープ ブリスターパック CB-50BP コットンバンテージ



材質：綿、ゴム系粘着剤

ヒザ 腰

品番	CB50BP
サイズ	50mm×12m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装サイズ/重量	95×130×53mm/108g
内装サイズ/重量	183×108×278mm/1,130g
外装サイズ/重量	910×240×289mm/12kg
GTINコード 内装	14582129722054
GTINコード 外装	24582129722051
JANコード	



高分子化学とスポーツ医学による
理想のテーピングテープ。
NITREATは日本陸上競技連盟公認、
プロも愛用する信頼のブランドです。

スポーツテープに求められるさまざまな特性をハイレベルでクリアした理想のスポーツテープ。プロも使用するテーピングテープやキネシオロジーテープの他、誰にでもかんたんに巻くことができるかんたんシリーズでスポーツでのケガ予防、応急処置、再発予防と様々なシーンに合わせて選べます。

JAAF
Japan Association of
Athletics Federations

NITREATは日本陸上競技連盟公認のテーピングテープです。

EBテープ ブリスターパック EB-25BP エラストック バンテージ



材質：綿、ゴム系粘着剤

指 手首

品番	EB25BP
サイズ	25mm×4m
価格	△
個装入数	2巻
内外装箱入数	10×10
個装サイズ/重量	95×130×53mm/65g
内装サイズ/重量	183×108×278mm/780g
外装サイズ/重量	910×240×289mm/8.5kg
GTINコード 内装	14582129722061
GTINコード 外装	24582129722068
JANコード	



4 582129 722064

EBテープ ブリスターパック EB-50BP エラストック バンテージ



材質：綿、ゴム系粘着剤

肘 足首

品番	EB50BP
サイズ	50mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装サイズ/重量	95×130×53mm/65g
内装サイズ/重量	183×108×278mm/780g
外装サイズ/重量	910×240×289mm/8.5kg
GTINコード 内装	14582129722078
GTINコード 外装	24582129722075
JANコード	



4 582129 722071

EBテープ ブリスターパック EB-75BP エラストック バンテージ



材質：綿、ゴム系粘着剤

ヒザ 太もも

品番	EB75BP
サイズ	75mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×5
個装サイズ/重量	95×140×64mm/105g
内装サイズ/重量	215×108×340mm/1,230g
外装サイズ/重量	565×231×351mm/6.7kg
GTINコード 内装	14582129722085
GTINコード 外装	24582129722082
JANコード	



4 582129 722088

EBHテープ ブリスターパック EBH-25BP エラストック バンテージ



材質：綿、ゴム系粘着剤

指 手首

品番	EBH25BP
サイズ	25mm×4.5m
価格	△
個装入数	2巻
内外装箱入数	10×10
個装サイズ/重量	95×130×53mm/45g
内装サイズ/重量	165×108×278mm/570g
外装サイズ/重量	820×240×289mm/6.2kg
GTINコード 内装	14582129722092
GTINコード 外装	24582129722099
JANコード	



4 582129 722095

EBHテープ ブリスターパック EBH-50BP エラストック バンテージ



材質：綿、ゴム系粘着剤

肘 足首

品番	EBH50BP
サイズ	50mm×4.5m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×10
個装サイズ/重量	95×130×53mm/45g
内装サイズ/重量	165×108×278mm/570g
外装サイズ/重量	820×240×289mm/6.2kg
GTINコード 内装	14582129722108
GTINコード 外装	24582129722105
JANコード	



4 582129 722101

EBHテープ ブリスターパック EBH-75BP エラストック バンテージ



材質：綿、ゴム系粘着剤

肩 ヒザ 太もも

品番	EBH75BP
サイズ	75mm×4.5m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	10×5
個装サイズ/重量	95×140×54mm/70g
内装サイズ/重量	215×108×280mm/820g
外装サイズ/重量	565×231×291mm/4.5kg
GTINコード 内装	14582129722115
GTINコード 外装	24582129722112
JANコード	



4 582129 722118

コールドスプレー CS-400



材質：LPG・DME

品番	CS400
サイズ	420ml
価格	△
個装入数	1本
内外装箱入数	12
個装サイズ/重量	φ65×205mm/334g
内装サイズ/重量	—
外装サイズ/重量	281×216×211mm/4.5kg
GTINコード 内装	—
GTINコード 外装	14904140507180
JANコード	



4 904140 507183

Sports Tape 2

同じ動作のくり返しによって起こる
筋肉の悩みを改善。
筋肉に沿って貼り、
動きをサポートします。

キネシオロジーテープシリーズ

運動シーンや使用する部位別にご選べます。

指 首 ひざ 肩 足 腰 太もも 背中

キネシオロジーテープ しっかり貼れてはがれにくい。かさね貼りに強い

キネロジEX かぶれにくい粘着剤を使用。動きに追従し、貼り直しが可能

キネシオロジーテープ25



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤
指 首

品番	NKHBP25
サイズ	25mm×4m
価格	△
個装入数	2巻
内外装箱入数	6×10
個装サイズ/重量	100×140×55mm/70g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006700707
GTINコード 外装	24976006700704
JANコード	



4 976006 700700

キネシオロジーテープ37



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤
ひざ 肩

品番	NKHBP37
サイズ	37.5mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	8×10
個装サイズ/重量	100×140×42mm/56g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006700714
GTINコード 外装	24976006700711
JANコード	



4 976006 700717

キネシオロジーテープ50



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤
足 腰

品番	NKHBP50
サイズ	50mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	6×10
個装サイズ/重量	100×140×55mm/70g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006700721
GTINコード 外装	24976006700728
JANコード	



4 976006 700724

キネシオロジーテープ75



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤
太もも 背中

品番	NKHBP75
サイズ	75mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	4×10
個装サイズ/重量	100×140×80mm/100g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006700738
GTINコード 外装	24976006700735
JANコード	



4 976006 700731

キネロジEX NKEX-BP25



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤
指 首

品番	NKEXBP25
サイズ	25mm×4m
価格	△
個装入数	2巻
内外装箱入数	6×10
個装サイズ/重量	100×140×55mm/70g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006701179
GTINコード 外装	24976006701176
JANコード	



4 976006 701172

キネロジEX NKEX-BP37



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤
ひざ 肩

品番	NKEXBP37
サイズ	37.5mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	8×10
個装サイズ/重量	100×140×42mm/56g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006701186
GTINコード 外装	24976006701183
JANコード	



4 976006 701189

キネロジEX NKEX-BP50



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤

足 腰

品番	NKEXBP50
サイズ	50mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	6×10
個装サイズ/重量	100×140×55mm/70g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006701193
GTINコード 外装	24976006701190
JANコード	



4 976006 701196

キネロジEX NKEX-BP75



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤

太もも 背中

品番	NKEXBP75
サイズ	75mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	4×10
個装サイズ/重量	100×140×80mm/100g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006701209
GTINコード 外装	24976006701206
JANコード	



4 976006 701202

キネロジEX NKEX-BP50R



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤

足 腰

品番	NKEXBP50R
サイズ	50mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	6×10
個装サイズ/重量	100×140×55mm/70g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006701216
GTINコード 外装	24976006701213
JANコード	



4 976006 701219

キネロジEX NKEX-BP50BU



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤

足 腰

品番	NKEXBP50BU
サイズ	50mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	6×10
個装サイズ/重量	100×140×55mm/70g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006701223
GTINコード 外装	24976006701220
JANコード	



4 976006 701226

キネロジEX NKEX-BP50BK



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤

足 腰

品番	NKEXBP50BK
サイズ	50mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	6×10
個装サイズ/重量	100×140×55mm/70g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006701230
GTINコード 外装	24976006701237
JANコード	



4 976006 701233

キネロジEX NKEX-BP50ORG



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤

足 腰

品番	NKEXBP50ORG
サイズ	50mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	6×10
個装サイズ/重量	100×140×55mm/70g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006701247
GTINコード 外装	24976006701244
JANコード	



4 976006 701240

キネロジEX NKEX-BP50Y



材質：ポリウレタン伸縮布、アクリル系粘着剤


足 腰

品番	NKEXBP50Y
サイズ	50mm×4m
価格	△
個装入数	1巻
内外装箱入数	6×10
個装サイズ/重量	100×140×55mm/70g
内装サイズ/重量	200×180×105mm/520g
外装サイズ/重量	540×210×425mm/5.9kg
GTINコード 内装	14976006701254
GTINコード 外装	24976006701251
JANコード	



4 976006 701257

ウェーブ塗工™



粘着部

非粘着部

粘着部分と非粘着部分が交互に波状パターンを形づくるように塗工しています。粘着性を保持しながら、すぐれた通気性を実現します。

Sports Tape 3

スポーツ時や日常のくらしの中で
関節をしっかりサポートする
元気・健康応援グッズです。

かんたんテーピングシリーズ


ひとりでできるかんたんテーピング

スポーツテーピングはむずかしすぎる。サポーターでは、効果が感じられない。
そんなスポーツ愛好家のための新しいテーピングです。
貼るだけで、ひざ、足首、ひじ、手首をサポート。
パフォーマンス UP、スポーツによる関節の痛みの予防、再発防止に効果を発揮します。

ひざ 足首 手首・ひじ

ウェーブ塗工™

粘着部分と非粘着部分が交互に波状パターンを形づくるように塗工して
います。粘着性を保持しながら、すぐれた通気性を実現します。



ひざかんたんスポーツ



1袋2枚入り



材質：綿（強燃布）
アクリル系粘着剤

品番	HK75435
サイズ	98mm×196mm×4mm
価格	△
内外装箱入数	10×20
個装サイズ/重量	98×196×4mm/10g
内装サイズ/重量	105×180×66mm/400g
外装サイズ/重量	365×380×230mm/7.6kg
GTINコード 内装	14976006700363
GTINコード 外装	24976006700360
JANコード	




1箱10枚入り



材質：綿（強燃布）
アクリル系粘着剤


品番	HKT
サイズ	90mm×188mm×40mm
価格	△
内外装箱入数	10×6
個装サイズ/重量	90×188×40mm/170g
内装サイズ/重量	190×220×200mm/1.8kg
外装サイズ/重量	610×250×440mm/11.6kg
GTINコード 内装	14976006700370
GTINコード 外装	24976006700377
JANコード	



- かぶれやすい膝ウラ部分は
非粘着で肌に優しいメッシュ地
- 高弾力で膝をしっかりサポート


「ひざかんたんスポーツ」の装着により、運動後の筋疲労が軽減され、筋力やパフォーマンスの低下が少ないことが証明されました。

■運動能力および筋力の低下率



※片足垂直跳び、片足幅跳び、筋力の3項目について初期数値を測定。エアロバイク運動をした後、3項目の数値を再び測定。以上の実験を「ひざかんたんスポーツ」を装着した場合と、装着しない場合とで行い、運動能力および筋力の低下率を比較した。

「ひざかんたんスポーツ」を使ってみた感想



兵庫医科大学測定データより

ひざかんたんウォーキング



1袋6枚入り



材質：ポリエステル編み物 / ポリウレタンフィルム
アクリル系（ゲル状）粘着剤


品番	HKW9819
サイズ	124mm×224mm×4mm
価格	△
内外装箱入数	10×20
個装サイズ / 重量	124×224×4mm / 10g
内装サイズ / 重量	130×210×40mm / 340g
外装サイズ / 重量	525×230×220mm / 7.4kg
GTINコード 内装	14976006701018
GTINコード 外装	24976006701015
JANコード	




表面



裏面




- 肌に優しい優肌ゲル粘着剤を使用。かぶれやすい方にも安心してお使いいただけます。
- 薄くて衣服の擦れもない、ポリウレタン不織布を使用しています。
- 最初からカットされているので、ハサミ要らずで携帯に便利です。




角質はくりが少ない肌にやさしい粘着剤を使用

テープをはがした後の粘着剤面を顕微鏡（青く染まっているのが取れた角質です）



本商品に使用しているゲル粘着剤を1時間貼付後



一般的なアクリル系粘着剤を1時間貼付後

衣類にまとわりつかない独自の表面加工

小さな方から大きな方まで体格にかかわらずご使用いただけます。

足首かんたんスポーツ



1袋2枚入り



材質：綿（強燃布）
アクリル系粘着剤

品番	AK10055
サイズ	124mm×212mm×4mm
価格	△
内外装箱入数	10×20
個装サイズ / 重量	124×212×4mm / 10g
内装サイズ / 重量	128×190×65mm / 500g
外装サイズ / 重量	360×410×280mm / 9.2kg
GTINコード 内装	14976006700455
GTINコード 外装	24976006700452
JANコード	




1箱10枚入り



材質：綿（強燃布）
アクリル系粘着剤

品番	AKT
サイズ	115mm×205mm×40mm
価格	△
内外装箱入数	10×6
個装サイズ / 重量	115×205×40mm / 210g
内装サイズ / 重量	245×220×220mm / 2.2kg
外装サイズ / 重量	680×270×470mm / 14.5kg
GTINコード 内装	14582129721057
GTINコード 外装	24582129721054
JANコード	



足首の安定性とアーチ（土踏まず）のサポート力を同時に実現。

※わかりやすくするため、写真に白いワチを付けてあります。



手首・ひじかんたんスポーツ





1袋2枚入り



材質：綿（強燃布）
アクリル系粘着剤

品番	THK6030
サイズ	98mm×196mm×6mm
価格	△
内外装箱入数	10×20
個装サイズ / 重量	98×196×6mm / 10g
内装サイズ / 重量	100×172×110mm / 366g
外装サイズ / 重量	530×360×235mm / 8.0kg
GTINコード 内装	14582129721040
GTINコード 外装	24582129721047
JANコード	





株式会社ニトムズ

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階…TEL 03-6631-1661
東京事業所 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー7階…TEL 03-6631-1662
大阪営業所 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト15階…TEL 06-7639-0019
仙台営業所 〒980-6014 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS30 14階…TEL 022-745-1935
福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル4階…TEL 092-472-5202

豊橋事業所 〒441-3104 愛知県豊橋市雲谷町字ハシヅメ11-6 …TEL 0532-41-6001
松山事業所 〒799-2425 愛媛県松山市中西外1057-1 …TEL 089-992-2333
*ニトムズは、日東電工株式会社 (Nitto) のグループ企業です。 TS 23・9 (TS-080)

ニトムズのホームページ <https://www.nitoms.com/>

スペック表のご利用にあたって

- 価格はすべてオープン価格で、△で表示されています。詳細は営業担当者までお問い合わせください。
- サイズは特に表示のあるもの以外は、テーブル：(厚さ ×) 幅 × 長さ
その他の成形品：幅 × 高さ × 奥行き の順で表示されています。
- 内外装箱入り数は、(内箱に入っている個装の数) × (外箱に入っている内装箱の数) で表示されています。

カタログご利用の皆様へ

- 現品とカタログ上の商品のカラーは、使用電子機器により多少異なることがあります。また、商品によっては撮影上の都合により、パッケージの一部が省略されている場合があります。
- 商品の改良やリニューアルに伴いパッケージカラーや形状等が変更される場合がありますので、ご了承ください。(2023年9月現在)