

ミゼンにアンゼンをめざして

チューブ・ドレーン類固定補助テープ

ミゼアセーフ™ X



miniサイズを
4月 追加発売

mini サイズを追加 多くの用途で より使いやすくなりました。

手背



Aライン



小児

etc...

mini NEW

MM0003
55mm×45mm

MM0001
70mm×85mm



全方向からの
「引っ張られる力」を
クロス貼りでロック



ミゼアセーフ™ X

品番	サイズ	入数/箱	入数/外箱	JANコード
MM0001	70mm×85mm	50枚	20箱	4582129724013

mini NEW

MM0003	55mm×45mm	50枚	20箱	4582129724037
--------	-----------	-----	-----	---------------