

優肌絆シリーズ一部商品リニューアルのご案内

Nitto(ニトムズ)では製造過程で使用されている有機溶剤を水ベースに変更することで環境負荷を低減する活動に取り組んでおり、「肌への優しさ」はそのままにリニューアルをいたします。製品番号(品番)・JANコードは従来品から変更いたしますが、価格につきましては、変更ございません。現製品は、在庫がなくなり次第、順次新仕様に切り替えさせていただきます。

2026年2月以降 順次切替予定

優肌絆 不織布(肌) スモールパック

品番	サイズ	巻/箱	JANコード
3251S	12mm×7m	8	4976006713243
3252S	25mm×7m	4	4976006713250

優肌絆 EasyCut パールオレンジ(S)


品番	サイズ	巻/箱	JANコード
MM3296	12mm×7m	8	4582129724051
MM3297	25mm×7m	4	4582129724068

優肌絆 EASYCUT個包装

品番	サイズ	巻/箱	JANコード
3291K	12mm×7m	1	4904140519124
3292K	25mm×7m	1	4904140519131

優肌絆 EasyCut パールオレンジ個包装

品番	サイズ	巻/箱	JANコード
MM3298	12mm×7m	1	4582129724075
MM3299	25mm×7m	1	4582129724082



角質を剥がしにくく 肌に優しい秘密は…

「優肌™ゲル粘着剤」

優肌™ゲル粘着剤は、貼り替えによる物理的な刺激(角質層の損傷)を抑えます。従来の粘着剤が貼り替え時に角質層まで剥離し、痛みやかぶれの原因となるのに対し、優肌™ゲル粘着剤は、皮膚の凹凸になじみやすいため、肌の弱い高齢者や赤ちゃんまで優しく剥がすことができます。




操作性を向上させる EasyCut

3mmピッチのミシン目加工により、きれいに切ることができます。ハサミを使う必要がなく作業時の手間を省きます。


Nittoの環境への取り組み

Nittoグループは、サステナビリティ重要課題の一つとして「脱炭素社会の実現」を掲げており、脱炭素への取り組みを推進しています。

Nittoグループカーボンニュートラル2050



脱炭素ロードマップ



※2024年現在