

お取引様 各位

Nitto 株式会社 ニトムズ

「ミゼアセーフW」 形状変更のご案内

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。さて、この度「ミゼアセーフ W」におきまして、より貼りやすく、はがしやすくするためテープの一部と剥離紙の形状を以下の通り変更させて頂きました。今後ともミゼアセーフシリーズをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具





記

【対象製品及び時期】

- 製品番号・入数・販売価格・JANコードの変更はございません。
- 旧仕様品の在庫がなくなり次第、順次変更品を出荷して参ります。


製品名	製品番号	JANコード	切替え開始の目安
ミゼアセーフW	MM0002	4582129724020	2024年 4月下旬～5月上旬

【変更内容】

<p>1. 形状変更 A&B</p> 	<p>2. 補強テープの形が直線から波状へ（チューブを取り外し向上の為）</p> 
<p>3. 両面テープの形状変更（貼付時の操作性向上）</p> 	<p>4. はり紙の背割り位置変更（貼り付けやすさ向の為）</p> 

* 両面テープは現行品と同様取り外ししやすいように、また必要以上に粘着しないよう中央より左側によせています。

* 両面テープにチューブがかかるよう、チューブをおいてください。



【お問合せ先】

弊社営業担当者 または カスタマーセンター
TEL 0570-007-006
受付時間／平日9:00～17:30

以上