

Nitto

Innovation for Customers

ミゼンにアンゼンをめざして

チューブ・ドレーン類固定補助テープ

ミゼアセーフ™ W



miniサイズを追加。多くの用途で、より使いやすくなりました。




中心静脈栄養カテーテル(CV)



硬膜外カテーテル

従来品ミゼアセーフWより、サイズが小さいため、細いチューブ・ドレーン類や貼付面積を確保しにくい部位にもおすすめです。



両面テープと上下のテープの接着によりチューブをしっかりと固定します。



ミゼアセーフ™ W

品番	サイズ	入数/箱	入数/外箱	JANコード
MM0002	75mm × 75mm	50枚	20箱	4582129724020
NEW mini MM0004	50mm × 50mm	50枚	20箱	4582129724044

株式会社ニトムズ