

規格

優肌絆不織布（肌）

■ 基材 不織布

品番	サイズ	入数 / 化粧箱	JANコード
3251	12mm×7m	24 巻	4976006710846
3252	25mm×7m	12 巻	4976006710853
3255	50mm×7m	6 巻	4976006710860

優肌絆不織布（白）

■ 基材 不織布

品番	サイズ	入数 / 化粧箱	JANコード
3261	12mm×7m	24 巻	4976006711393
3262	25mm×7m	12 巻	4976006711409
3265	50mm×7m	6 巻	4976006711416

優肌絆スキンカラー

■ 基材 不織布

品番	サイズ	入数 / 化粧箱	JANコード
3271	12mm×7m	24 巻	4976006711911
3272	25mm×7m	12 巻	4976006711928

優肌絆 GS

■ 基材 不織布

品番	サイズ	入数 / 化粧箱	JANコード
3281	12mm×9m	24 巻	4976006712031
3282	25mm×9m	12 巻	4976006712048
3285	50mm×9m	6 巻	4976006712055

優肌絆プラスチック

■ 基材 ポリオレフィンフィルム

品番	サイズ	入数 / 化粧箱	JANコード
3511	12mm×7m	24 巻	4976006710808
3512	25mm×7m	12 巻	4976006710815
3515	50mm×7m	6 巻	4976006710822

優肌絆アルファ

■ 基材 ポリオレフィンフィルム

品番	サイズ	入数 / 化粧箱	JANコード
3521	12mm×7m	24 巻	4976006711720
3522	25mm×7m	12 巻	4976006711737
3525	50mm×7m	6 巻	4976006711744

●優肌絆は日東電工(株)の登録商標です。

◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

- 本品は医療用以外には使用しないでください。
- かゆみ・かぶれ・湿疹などの症状が現れたときには、すみやかに使用を中止してください。
- 傷口には使用しないでください。
- 皮膚やテープを引っ張った状態や縮めた状態では使用しないでください。
- テープを固定するときには、上からしっかりと押さえるようにしてください。
- 直射日光を避け、湿度の少ない涼しい場所に保管してください。

●お問い合わせは

株式会社ニトムズ
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

●このカタログの内容は2019年5月現在のものです。

Nitto

Innovation for Customers

ゆう き ばん

優肌絆®

サージカルテープ



YU-KI 優肌




角質層を保護する、肌に優しいサージカルテープ。

角質剥離の少ないゲル粘着剤を用いることにより、固定力をそこなうことなく、剥がすときの痛みや肌への負担を抑えた低刺激性のサージカルテープです。


特長

- 貼り替えによる物理的な刺激を少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。
- 粘着面に角質層が付着しないので、剥がすときの痛みを和らげます。

角質剥離面積率の比較（貼付8時間後）



剥離後のテープの表面写真




貼付部位：ヒト背部
貼付時間：8時間
観察倍率：×125
(社内実験データ)

優肌絆®は、角質の剥離量が少なくなっています。

角質保護システム Skin Protection System

剥離時の刺激を軽減して
角質層を守る、優肌®ゲル粘着剤。

優肌®ゲル粘着剤は、貼付・剥離による物理的な刺激(角質層の損傷)を抑えます。従来の粘着剤が貼り替え時に角質層まで剥離し、痛みやかぶれの原因となるのに対し、優肌®ゲル粘着剤は柔らかく皮膚の凹凸になじみやすく、優しく剥離することができます。



Line-up

基材：不織布

角質層を保護する皮膚に優しい不織布テープ。4種類から用途に合わせてお選びいただけます。



優肌絆不織布 (肌)

優肌絆シリーズのベストセラー。不織布素材のソフトな風合いと通気性。肌色で目立ちません。



優肌絆不織布 (白)

清潔感のある白色の優肌絆。



優肌絆 (スキンカラー)

紫外線による皮膚障害(サンバーン)を引き起こす UV-B をほとんどカットします。



優肌絆 GS

従来の優肌絆不織布に比べ皮膚粘着力がアップし、重ね貼りしやすくなりました。ミシン目を入れ、手切れ性が向上しました。

基材：ポリオレフィン

角質層を保護する皮膚に優しいプラスチックテープ。剥がすときの痛みをやわらげます。



優肌絆プラスチック

肌に貼っても目立ちにくい透明の優肌絆。微細な穴があいていることで、通気性がありカット性にも優れています。



優肌絆アルファ

優肌絆プラスチックの進化版。伸びのあるプラスチック素材を使用し、肌の動きにフィットします。