

Nitto

Innovation for Customers

角質剥離が少なく、
肌に優しいサージカルテープ

ゆう き ばん

優肌絆™




株式会社ニトムズ

角質を保護する、肌に優しい サージカルテープ

ゆう き ほん
優肌絆™

(YU-KI)

角質剥離の少ないゲル粘着剤を用いることにより、固定力をそこなうことなく、はがすときの痛みや肌への負担を抑えた低刺激性のサージカルテープです。




角質をはがしにくく 肌に優しい秘密は...


“優肌™ゲル粘着剤”

優肌™ゲル粘着剤は、貼り替えによる物理的な刺激(角質層の損傷)を抑えます。従来の粘着剤が貼り替え時に角質層まで剥離し、痛みやかぶれの原因となるのに対し、優肌™ゲル粘着剤は、皮膚の凹凸になじみやすいため、肌の弱い高齢者や赤ちゃんまで優しくはがすことができます。


角質剥離面積率の比較



剥離後のテープの表面写真



優肌絆™「脱溶剤品」



一般用医療テープ

※赤く見える部分が角質です

Line-up

基材：不織布


角質層を保護する皮膚に優しい不織布テープ。4種類から用途に合わせてお選びいただけます。

 溶剤を使わず水をベースにした、環境に優しい粘着剤



優肌絆™ EasyCut ペールオレンジ

優肌絆™シリーズのベストセラー。
不織布素材のソフトな風合いと通気性。
目立ちにくいソフトなカラーです。



優肌絆™ EasyCut ホホワイト

清潔感のある白色の優肌絆™。



優肌絆™ ブラウン

目立ちにくいカラーです。

基材：不織布



優肌絆™ GS

従来の優肌絆™ 不織布に比べ皮膚粘着力がアップし、重ね貼りしやすくなりました。
ミシン目を入れ、手切れ性が向上しました。

基材：ポリオレフィン

角質層を保護する皮膚に優しいプラスチックテープ。はがすときの痛みをやわらげます。



優肌絆™ プラスチック

肌に貼っても目立ちにくい透明の優肌絆™。
微細な穴があいていることで、通気性が
ありカット性にも優れています。



優肌絆™ アルファ

優肌絆™プラスチックの進化版。伸びのあるプラスチック素材を使用し、肌の動きにフィットします。

個包装



優肌絆™ EasyCut ペールオレンジ

優肌絆™シリーズのベストセラー。
不織布素材のソフトな風合いと通気性。
目立ちにくいソフトなカラーです。





優肌絆™ EasyCut ペールオレンジ

優肌絆™シリーズのベストセラー。
不織布素材のソフトな風合いと通気性。
目立ちにくいソフトなカラーです。



優肌絆™ プラスチック

肌に貼っても目立ちにくい透明の優肌絆™。
微細な穴があいていることで、通気性が
ありカット性にも優れています。



操作性を向上させる EasyCut

3mmピッチのミシン目加工により、きれいに切ることができます。
ハサミを使う必要がなく作業時の手間を省きます。

規格

優肌絆™ EasyCut ペールオレンジ

■基材：不織布

品番	サイズ	入数/内箱 入数/外箱
MM3291	12mm×7m	24巻/20箱
MM3292	25mm×7m	12巻/20箱
MM3295	50mm×7m	6巻/10箱

優肌絆™ GS

■基材：不織布

品番	サイズ	入数/内箱 入数/外箱
3281	12mm×9m	24巻/20箱
3282	25mm×9m	12巻/20箱
3285	50mm×9m	6巻/10箱

個包装 / 優肌絆™ EasyCut ペールオレンジ

■基材：不織布

品番	サイズ	入数/内箱 入数/外箱
MM3298	12mm×7m	1巻/400箱(20内箱)
MM3299	25mm×7m	1巻/200箱(20内箱)

優肌絆™ EasyCut ホワイト

■基材：不織布

品番	サイズ	入数/内箱 入数/外箱
MM3261	12mm×7m	24巻/20箱
MM3262	25mm×7m	12巻/20箱
MM3265	50mm×7m	6巻/10箱

優肌絆™ プラスチック

■基材：ポリオレフィン

品番	サイズ	入数/内箱 入数/外箱
3511	12mm×7m	24巻/20箱
3512	25mm×7m	12巻/20箱
3515	50mm×7m	6巻/10箱

スモールパック / 優肌絆™ EasyCut ペールオレンジ

■基材：不織布

品番	サイズ	入数/内箱 入数/外箱
MM3296	12mm×7m	8巻/50箱
MM3297	25mm×7m	4巻/50箱

優肌絆™ ブラウン

■基材：不織布

品番	サイズ	入数/内箱 入数/外箱
MM3271	12mm×7m	24巻/20箱
MM3272	25mm×7m	12巻/20箱
MM3275	50mm×7m	6巻/10箱

優肌絆™ アルファ

■基材：ポリオレフィン

品番	サイズ	入数/内箱 入数/外箱
3521	12mm×7m	24巻/20箱
3522	25mm×7m	12巻/20箱
3525	50mm×7m	6巻/10箱

スモールパック / 優肌絆™ プラスチック

■基材：ポリオレフィン

品番	サイズ	入数/内箱 入数/外箱
3511S	12mm×7m	8巻/60箱
3512S	25mm×7m	4巻/60箱

環境に配慮した新しい医療用テープ


※一部製品は対象外です。



溶剤を使わず水をベースにした、環境に優しい粘着剤を採用しました。

優肌絆の一部の製品は、粘着剤の製造工程で人体や環境に影響を及ぼすといわれる有機溶剤(VOC*の原因物質)を使用しない、**人にも地球にも優しい製造方法で作っています**。また、テープの製造工程において環境問題に取り組むだけでなく、お客様が日常生活の中で環境問題に対する意識の高まりにつながることを目指しています。

*VOC: 揮発性有機化合物の略称



当社が所属するNittoグループは、サステナブルな取り組みを実践し、人々の健やかな暮らしや持続可能な地球環境の実現に貢献することを目指し、挑戦を続けています。

カタログご利用の皆様へ

- 製品についてのお問い合わせは TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679
- このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。(2026年3月現在)

Nitto 株式会社ニトムズ

ニトムズ医療材製品サービスサイト <https://medical.nitoms.com>

*ニトムズは、日東電工株式会社(Nitto)のグループ企業です。

NJ 26・03 (NJ)

