



吸収フォームドレッシング

**OPTIFOAM
GENTLE EX**

オプティフォーム ジェントル EX

吸収フォームドレッシング

**OPTIFOAM
GENTLE
LITE NB**

オプティフォーム ジェントル Lite NB



株式会社ニトムズ

創部をまもる優しい貼り心地。 様々な部位にフィットするフォームドレッシング。

吸収フォームドレッシング

OPTIFOAM GENTLE EX

オプティフォーム ジェントル EX

- フォームとシリコンによる5層構造。
- 貼付時及び剥離時の不快をシリコン粘着剤で軽減。
- しなやかに貼付部位にフィットします。
- 防水フィルムによりそのままシャワー浴が可能です。

使用方法〈MSCEX33EP／MSCEX44EP／MSCEX66EP〉

1

2

3

パッケージからドレッシングを取り出し、リリースライナーを1枚取り除く。

創面にドレッシングを貼付し、残りのリリースライナーを取り除く。

ドレッシングを皮膚に優しく固定する。

MSCEX77EP：パッケージ記載の使用方法をご参照ください。

品番	サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	入数/ 化粧箱	価格	価格 (税込)	入数/ 外箱
MSCEX33EP	7.6×7.6	4.5×4.5	10枚	¥2,090	¥2,299	10箱
MSCEX44EP	10.1×10.1	6.5×6.5	10枚	¥2,640	¥2,904	10箱
MSCEX66EP	15.2×15.2	11×11	10枚	¥5,500	¥6,050	10箱
MSCEX77EP	17.8×17.8	13×11.8	5枚	¥3,960	¥4,356	8箱



吸収フォームドレッシング

OPTIFOAM GENTLE LITE NB

オプティフォーム ジェントル Lite NB

- シリコンの微粘着により仮貼付が容易です。
- 自由にカットできるのでさまざまな部位に貼付できます。
- やわらかいクッションで傷を優しくまもります。

使用方法

1

2

3

パッケージからドレッシングを取り出し、リリースライナーを1枚取り除く。

創面にドレッシングを貼付し、残りのリリースライナーを取り除く。

テープまたは二次ドレッシングを用いて固定する。

品番	サイズ (cm)	入数/ 化粧箱	価格	価格 (税込)	入数/ 外箱
MSC2944NB	10×10	10枚	¥5,060	¥5,566	10箱
MSC2966NB	15×15	10枚	¥9,460	¥10,406	10箱



【使用目的又は効果】 本品は、創部の保護及び固着防止に用いる。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止 2. 再滅菌禁止

使用上のご注意

●詳細については添付文書をご参照ください。

一般医療機器 救急絆創膏
(手術用被覆・保護材／熱傷被覆・保護材)
届出番号 13B1X00062AWC001
製造販売業者：メドライン・ジャパン合同会社

お問い合わせは
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

●このカタログの内容は 2023 年 5 月現在のものです。

Nitto 株式会社ニトムズ

●ニトムズは、日東電工株式会社(Nitto)のグループ企業です。

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー7 階
東京営業所 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー7 階
大阪営業所 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト15 階
仙台営業所 〒980-6014 宮城県仙台市青葉区中央 4-6-1 S530 14 階
福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル 4 階
豊橋事業所 〒441-3104 愛知県豊橋市雲谷町字ハシヅメ 11-6
松山事業所 〒799-2425 愛媛県松山市中西外 1057-1

●ニトムズのホームページ <https://www.nitoms.com/>

PAC21-03050 (EF-010)